

# Phonak

## Fast Facts



### ロジャー エックスを用いた ロジャー受信機機能のインストール

#### ロジャーダイレクトのご紹介

ロジャーダイレクト機能によりロジャーの受信機機能を直接補聴器に取り込むことで、両方のメリットを活かし、聞き取りの困難な環境にも対処できるようになりました。ロジャー受信機機能をインストールするだけで、装用者は外付けの受信機を取付けることなく、騒音下や離れた距離でもロジャー送信機（ワイヤレスマイクロホン）からの音声を聞くことができます。

#### 使用のメリット

ロジャー エックスとロジャー インストーラーを使用したインストールによって、補聴器に直接ロジャー送信機（ワイヤレスマイクロホン）からの信号を送ることができるようになります。

#### 使用方法

ロジャー インストーラーの電源を入れ、ロジャー エックスを差し込みます。補聴器の電源を入れ、補聴器マークが表示されている場所に補聴器を置きます。インストール手順は完全に自動化されており、お知らせ LED ランプにより、ロジャー受信機機能がインストールされたことを確認できます。



ロジャー インストーラー      ロジャー エックス

インストールした後のロジャー エックスは受信機機能を失いますので、別の補聴器で使用するためにはロジャー エックスを元の状態に戻す必要があります。その際は、同じ手順を用いてロジャー受信機機能をアンインストールします。

アンインストール後のロジャー エックスは、ロジャー インストーラーから取り出してすぐにダイレク音声入力 (DAI) や 3 ピンのユーロ プラグを備えた補聴器に使用できます。

• シリアル番号の最初の 4 桁が 1744xxxx 以上のロジャー エックスのみ対象

<sup>1</sup>Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. *American Journal of Audiology*, 23(2), 201-210