


5




Press and hold the on/off button and the small button with the chain icon on the backside for two seconds.

Halten Sie gleichzeitig Ein-/Aus-Taste und die kleine Taste mit dem Kettensymbol auf der Rückseite zwei Sekunden lang gedrückt.

Appuyez et maintenez enfoncés le bouton marche/arrêt et le petit bouton avec l'icône de la chaîne à l'arrière pendant deux secondes.

Houd de aan/uitknop en de kleine knop met het kettingpictogram op de achterkant twee seconden ingedrukt.

6




You should see a flashing green LED now. Switch on your right hearing aid and place it close to Roger Select.

Sie sollten nun eine blinkende grüne LED sehen. Schalten sie nun Ihr rechtes Hörgerät ein und legen Sie es nahe Roger Select.

Vous devriez voir maintenant une LED verte clignotante. Allumez votre aide auditive droite et placez-la à proximité de Roger Select.

U zou een knipperende groene LED moeten zien. Schakel nu uw rechterhoortoestel in en plaats het dicht bij Roger Select.

7



Wait a few seconds until you see a solid green LED. Then switch on your other hearing aid.

Warten Sie, bis Sie eine konstante grüne LED sehen. Schalten sie nun Ihr anderes Hörgerät wieder ein.

En quelques secondes, vous voyez une LED verte fixe. Allumez votre autre aide auditive.

Wacht een paar seconden totdat u een groene, ononderbroken LED en schakel vervolgens uw andere hoortoestel in.

Model: Roger Select 3

Sonova Communications AG
Herrenschwandweg 4
CH-3280 Murten
Switzerland

sonova
HEAR THE WORLD

www.phonak.com/roger

PHONAK
life is on

A Sonova brand


Roger™

RogerDirect™ Setup Guide for Roger Select
RogerDirect™ Verbindungsanleitung für Roger Select
Guide de connexion RogerDirect™ pour Roger Select
RogerDirect™ installatiehandleiding voor Roger Select



roger

1




Switch on your Roger Select.

Schalten Sie den Roger Select ein.

Allumez votre Roger Select.

Schakel uw Roger Select in.

2




Press and hold the on/off button and the small button with the chain icon on the backside for two seconds.

Halten Sie gleichzeitig Ein-/Aus-Taste und die kleine Taste mit dem Kettensymbol auf der Rückseite zwei Sekunden lang gedrückt.

Appuyez et maintenez enfoncés le bouton marche/arrêt et le petit bouton avec l'icône de la chaîne à l'arrière pendant deux secondes.

Houd de aan/uitknop en de kleine knop met het kettingpictogram op de achterkant twee seconden ingedrukt.

3




You should see a flashing green LED now. Switch on your left hearing aid and place it close to Roger Select.

Sie sollten nun eine blinkende grüne LED sehen. Schalten sie nun Ihr linkes Hörgerät ein und legen Sie es nahe Roger Select.

Vous devriez voir une LED verte clignotante. Allumez maintenant votre aide auditive gauche et placez-la à proximité de Roger Select.

U zou een knipperende groene LED moeten zien. Schakel nu uw linkerhoortoestel in en plaats het dicht bij Roger Select.

4



Wait a few seconds until you see a solid green LED. Then switch off your left hearing aid.

Warten Sie, bis Sie eine konstante grüne LED sehen. Schalten Sie dann Ihr linkes Hörgerät wieder aus.

En quelques secondes, vous voyez une LED verte fixe. Eteignez maintenant votre aide auditive gauche.

Wacht een paar seconden totdat u een groene, ononderbroken LED ziet en schakel vervolgens uw linkerhoortoestel uit.