

Phonak Italia S.r.l.  
Via Montecuccoli, 30  
20147 Milano - Italy  
Tel. +39 02 69008182  
Fax +39 02 69008784  
E-mail: info.it@phonak.com  
Web: www.phonak.it; www.phonakpro.it

Spett. Centro  
Acustico

**Oggetto: Chiarimenti su adeguamento dati tecnici ad accoppiatore 2cc e disparità su valori Gruppo 1 e 2 dei dispositivi indicati in tabella.**

Si specifica che la sede Sonova nelle indicazioni delle schede tecniche singole di prodotto relative ai prodotti più recenti (prodotti Marvel e successivi, dal 2019 in avanti), utilizza esclusivamente valori ad accoppiatore 2cc con normative più recenti del 2015 rispetto ai valori a simulatore d'orecchio risalenti al 1994. Con tali misurazioni i valori sono ovviamente più bassi dei valori pregressi per la determinazione dei Gruppi 1 e 2 a simulatore d'orecchio, ciò potrebbe dar adito ad interpretazioni non corrette. Resta inteso che per la determinazione di questi gruppi viene utilizzato il criterio vigente in Italia del nomenclatore tariffario che tiene conto invece di valori a simulatore d'orecchio.

In particolare, alla luce di queste considerazioni, si specifica che per i prodotti Power/Super Power delle linee qui sottoelencate, i valori di Guadagno e Uscita Massima rientrano nei prodotti di Gruppo 2.


SKY/NAIDA L-PR  
SKY L-SP  
NAIDA L/SKY L-SP 90/70/50/30/TERRA TERRA+ SP

## Additional Datasheet information

**PHONAK**  
life is on


### Ear simulator data IEC 60118-0: 1994

#### Output sound pressure level



### 2cm<sup>3</sup> coupler data ANSI/ASA S3.22-2014 IEC 60118-0: 2015

#### Output sound pressure level



Cordiali saluti

Supporto Tecnico - Sonova Italia Srl

**SONOVA ITALIA s.r.l.**  
Via Montecuccoli, 30  
20147 MILANO  
C.F. e P.IVA 12142270151