

# Załącznik CeruStop

Dane techniczne

Phonak Slim R

Phonak Audéo Lumity (R, RL, RT)

Phonak Audéo Paradise (R, RL, RT, 13T, 312)

Phonak Audéo Marvel (R, RT, 13T, 312, 312T)

Słuchawka P

Dane ze sprzęgacza 2 cm<sup>3</sup>

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)  
IEC 60118-0: 2022

Wzmocnienie akustyczne

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Pasma przenoszenia | < 100 Hz – 6300 Hz (CeruShield) |
|                    | < 100 Hz – 5900 Hz (CeruStop)   |



0459



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Switzerland  
www.phonak.com

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on