

Phonak CROS L.

Información del producto

Phonak CROS L proporciona una solución CROS y BICROS para personas con pérdida auditiva completa en un oído. CROS L se utiliza en el oído con pérdida auditiva completa para recopilar sonidos, los cuales se transmiten inalámbricamente a un audífono Phonak compatible que se usa en el oído con mejor audición. CROS L no cuenta con salida acústica.

CROS L es compatible con los audífonos Audéo L-R, Audéo L-RT, Naída L-PR y Sky L-PR, que cuentan con la tecnología innovadora de la plataforma Phonak Lumity.

Para obtener más información, visite www.phonak.com



Descripción del producto



CROS L-R
CROS L-R Trial

Batería		recargable
Botón multifunción		•
Balance CROS		•
Recubrimiento hidrófobo		•
Índice IP		IP68 ¹
Dimensiones	L. x An. x Prof.	27,7 x 12 x 8,1 mm (1,09 x 0,47 x 0,32")
	Peso	2,2 g (0,08 oz)
Tiempos de carga ²	De 0 % a 100 %	3 h
	De 0 % a 80 %	1,5 h
	Adaptación de 30 minutos	15 min
Audífonos compatibles		Audéo L-R, Audéo L-RT, Naída L-PR y Sky L-PR

Colores de la caja



P1
beige
arena



HO
beige



P3
sándalo



P4
castaño



P5
champán



P6
gris
plata



P7
gris
grafito



P8
negro
aterciopelado



Q2
verde
eléctrico



Q3
pirata
del caribe



T3
rosa
precioso

Opciones de auriculares

Cápsula estándar (tubo CROS)	<ul style="list-style-type: none">• Cápsula estándar disponible en tres tamaños (S, M, L)• El tubo CROS está disponible para el oído izquierdo/derecho y en cuatro longitudes diferentes (0, 1, 2, 3)
SlimTip (tubo CROS)	<ul style="list-style-type: none">• Adaptador protésico a medida• El tubo CROS está disponible para el oído izquierdo/derecho y en cuatro longitudes diferentes (0, 1, 2, 3)
CROS Tip	<ul style="list-style-type: none">• Adaptador protésico fabricado totalmente a medida para CROS, disponible en cuatro longitudes de cable diferentes (0, 1, 2, 3)

Opciones de cargador para Phonak CROS L-R



El modelo CROS L-R puede cargarse con un Phonak Charger Ease. El Phonak Charger Ease es un cargador compacto que incluye imanes en las ranuras de carga para facilitar la inserción y extracción del modelo CROS L-R. Utiliza un puerto de carga USB-C estándar que se ilumina cuando se suministra energía.

¹ IP68 indica que el dispositivo CROS L-R es resistente al agua y al polvo. Resistió una inmersión continua a 1 metro de profundidad en agua dulce durante 60 minutos y 8 horas en una habitación con polvo conforme a la norma IEC 60529.

² El tiempo de carga real depende de la carga restante de la batería, si bien no superará las tres horas.

Adaptación

	CROS L-R CROS L-R Trial
Phonak Target	9.0 o superior
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•

Funciones principales

CROS L puede usarse con los audífonos Audéo L-R, Audéo L-RT, Naída L-PR o Sky L-PR con cualquier nivel de rendimiento. Por lo tanto, el conjunto de funciones disponibles para el usuario del sistema CROS L dependerá principalmente del nivel de rendimiento del audífono que lleve puesto en el oído con mejor audición. Consulte la información del producto Phonak Audéo L, Naída L o Sky L para obtener más información.

Phonak SmartSpeech™ Technology

Al combinarlo con los dispositivos Phonak Lumity compatibles, los usuarios del sistema CROS L pueden acceder a las funciones relevantes de la tecnología SmartSpeech, incluida **StereoZoom 2.0**.

Balance CROS

El nivel de sonido entre el dispositivo CROS y el audífono se puede ajustar a través del software de adaptación Target o bien directamente pulsando brevemente el botón multifunción del dispositivo CROS.

myPhonak y myPhonak Junior

Los usuarios de un dispositivo CROS L y un audífono compatible pueden beneficiarse de las aplicaciones myPhonak o myPhonak Junior.

Rendimiento de CROS L

Al combinarlo con audífonos en los niveles de rendimiento Premium y Advanced, CROS L ofrece el programa Palabra en ruido fuerte con StereoZoom 2.0. Para obtener una descripción general completa de los modos de micrófono que incluye CROS L, en función del nivel de rendimiento del audífono del lado opuesto, consulte la tabla siguiente.

Niveles de rendimiento del audífono	Modos de micrófono disponibles para CROS L		
	StereoZoom 2.0	Real Ear Sound	Omnidireccional
Premium	•	•	•
Advanced	•	•	•
Standard		•	•
Essential			•

Para obtener más información, visite www.phonak.com/cros-l

Para obtener más información sobre los audífonos Audéo L, visite www.phonak.com/audeo-lumity

Para obtener más información sobre eSolutions, visite www.phonak.com/apps

life is on

Desde 1947, Phonak mantiene el firme compromiso de conservar la calidad de vida facilitando el acceso a nuevos mundos acústicos. Ya entonces, en el momento de su fundación, nuestra empresa se movía por una convicción formativa: creemos que oír bien es igual a vivir bien y, por lo tanto, es esencial para vivir la vida al máximo. De hecho, el sentido del oído está vinculado directamente al bienestar social, emocional, cognitivo y físico. Tanto hoy como en el futuro, nos esforzamos por ofrecer la gama más amplia de soluciones auditivas innovadoras. Además, junto con nuestros audioprotesistas, seguimos enfocándonos en lo que más importa: mejorar la comprensión verbal, cambiar la vida de las personas y crear un impacto en toda la sociedad.

www.phonak.com



027-0668-06/V2.00/2023-06/NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved