

Phonak CROS 1.

Informations sur le produit

Phonak CROS I-R offre une solution CROS et BiCROS aux personnes touchées par une perte auditive non appareillable sur une oreille. CROS I-R est porté sur l'oreille non appareillable pour capter les sons et les transmettre, à l'aide d'une connexion sans fil, à une aide auditive Phonak compatible portée sur l'oreille dotée d'une meilleure audition. CROS I-R ne dispose pas de sortie acoustique.

CROS I-R est compatible avec le système auditif Audéo I-R, géré par la plateforme Phonak Infinio.



Description des produits



CROS I-R
CROS I-R Trial

Batterie		batterie rechargeable intégrée
Bouton multifonctions		•
Balance CROS		•
Revêtement hydrophobe		•
Indice de protection		IP68 ¹
Dimensions	L x l x P	28,8 x 12,4 x 8,7 mm (1,13 x 0,49 x 0,34")
	Poids	2,4 g (0,08 oz)
Durées de charge ²	0 % à 100 %	3 h
	0 % à 70 %	2 h
	0 % à 40 %	1 h
	30 min d'appareillage	15 min
Compatibilité avec les aides auditives		Audéo I-R, Audéo I-R Trial

Couleurs des boîtiers



P1
Dune de
Sable



P3
Santal



P4
Noisette



P5
Champagne



P6
Gris
Argenté



P7
Gris
Carbone



P8
Velours
Noir



1A
Cuivre



8A
Terre
de Sienne



9A
Vert
Atlantique

Options d'embout

Dôme standard (CROS tube)	<ul style="list-style-type: none"> Le dôme standard est disponible en trois tailles (S, M, L) Le tube CROS est disponible en version gauche/droite et en quatre longueurs différentes (0, 1, 2, 3)
SlimTip (CROS tube)	<ul style="list-style-type: none"> Embout sur-mesure Le tube CROS est disponible en version gauche/droite et en quatre longueurs différentes (0, 1, 2, 3)
CROS Tip (cShell)	<ul style="list-style-type: none"> Embout acrylique entièrement sur-mesure pour un CROS, disponible en quatre longueurs différentes (0, 1, 2, 3)

Options de charge de Phonak CROS I-R



CROS I-R et CROS I-R Trial peuvent être chargés avec le Phonak Charger RIC Infinito ou le Phonak ChargerGo RIC Infinito. Le ChargerGo est doté d'une batterie intégrée pour être toujours prêt à la recharge.

¹ IP68 indique que l'aide auditive est résistante à l'eau et à la poussière. Elle n'a pas été endommagée après une immersion continue de 60 minutes dans 1 mètre d'eau douce et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI 60529.

² La durée de charge réelle dépend de l'autonomie restante de la batterie.

Appareillage

CROS I-R CROS I-R Trial

Phonak Target	10.0 ou version ultérieure
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•

Fonctions clés

Le système CROS I-R peut être appareillé à un Audéo I-R de tout niveau de performance. Par conséquent, l'ensemble des fonctions disponibles pour un patient portant un système CROS I-R dépend principalement du niveau de performance de l'aide auditive utilisée sur l'oreille possédant la meilleure audition. Veuillez vous reporter aux informations produit des aides auditives Phonak Audéo™ I pour plus d'informations.

Technologie Phonak SmartSpeech™

Dans un système CROS I-R, les patients peuvent accéder aux fonctions pertinentes de la technologie SmartSpeech, y compris le **StereoZoom 2.0**, grâce à l'association des appareils Phonak Infinio compatibles.

Balance CROS

Le rapport de sonie entre l'appareil CROS et l'aide auditive peut être réglé soit via le logiciel d'appareillage Target, soit directement via une courte pression sur le bouton multifonctions de l'appareil CROS.

myPhonak

Les patients équipés d'un appareil CROS I-R et d'une aide auditive compatible peuvent utiliser leur système avec l'application myPhonak.

Performances CROS I-R

Lorsqu'il est combiné avec des aides auditives de niveau de performance Premium et Avancé, CROS I-R donne accès au programme Parole dans le bruit intense avec StereoZoom 2.0. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour un aperçu complet des modes microphoniques fournis par CROS I-R, en fonction du niveau de performance de l'aide auditive controlatérale.

Modes de microphone disponibles pour CROS I-R

Niveau de performance de l'aide auditive	Premium	Avancé	Standard	Essentiel
StereoZoom 2.0	•	•		
Real Ear Sound	•	•	•	•
Omnidirectionnel	•	•	•	•

Pour en savoir plus, consultez le lien www.phonak.com/cros-infinio

Pour en savoir plus sur les aides auditives Audéo I, consultez le lien www.phonak.com/audeo-infinio

Pour en savoir plus sur eSolutions, consultez le lien www.phonak.com/apps



life is on*

Depuis 1947, Phonak a à coeur de préserver la qualité de vie en ouvrant la voie à de nouveaux mondes acoustiques. Déjà à l'époque de notre fondation, une conviction formative animait notre entreprise : bien entendre est synonyme de bien vivre, un point essentiel pour vivre pleinement sa vie. En effet, le sens de l'audition est directement lié au bien-être social, émotionnel, cognitif et physique. Aujourd'hui comme demain, nous nous efforçons de proposer le plus large portefeuille de solutions auditives innovantes. En collaboration avec nos audioprothésistes, nous continuons à nous concentrer sur l'essentiel : améliorer la compréhension vocale, changer la vie des personnes et avoir un effet positif sur la société dans son ensemble. *et la vie s'exprime

phonak.com



027-0713-04/V1.00|2024-05/NLG © 2024 Sonova AG Tous droits réservés