

# Phonak Terra™ + Phonak Terra™

## Informations sur le produit

Phonak Terra+ et Phonak Terra proposent un ensemble équilibré de fonctions pour une expérience auditive personnalisée grâce aux RIC et BTE.



# Description du produit



		Terra+ RIC-312 Terra RIC-312	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Taille de la pile		312	312	13	675
Bobine d'induction			•	•	•
Bluetooth®		•	•	•	•
Revêtement hydrophobe		•	•	•	•
Indice de protection		IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>
Dimensions	L x l x P	26,8 x 11,2 x 7,1 mm (1,05 x 0,44 x 0,28 po)	31,3 x 14,16 x 7,3 mm (1,23 x 0,56 x 0,29 po)	40,0 x 16,9 x 8,5 mm (1,57 x 0,67 x 0,33 po)	42,2 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34 po)
	Poids	1,1 g (0,04 oz)	2,2 g (0,08 oz)	4,4 g (0,16 oz)	4,6 g (0,16 oz)

## Couleurs des boîtiers

### Terra+



**H0**  
Beige



**P1**  
Dune de Sable



**P3**  
Santal



**P6**  
Gris Argenté

### Terra



**H0**  
Beige



**P3**  
Santal



**P6**  
Gris Argenté


<sup>1</sup> IP68 indique que l'aide auditive est résistante à l'eau et à la poussière. Il n'a pas été endommagé après une immersion continue de 60 minutes dans 1 mètre d'eau douce et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI 60529.

Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sonova AG est faite sous licence.

# Couplage acoustique – Aides auditives RIC

Longueur	Écouteur S	Écouteur M	Écouteur P	Écouteur UP
Disponibles dans quatre longueurs différentes (0, 1, 2, 3), en version gauche et droite	•	•	•	•
<b>Dôme</b>				
Dôme cap	•	•	•	
Dôme ouvert Disponible en trois tailles (S, M, L)	•	•	•	
Dôme obturant Disponible en trois tailles (S, M, L)	•	•	•	
Dôme puissant Disponible en trois tailles (S, M, L)	•	•	•	
<b>SlimTip*</b>				
Acrylique	•	•	•	
Silicone	•	•	•	
<b>cShell</b>				
Acrylique	•	•	•	•
Titane	•	•	•	•
<b>Données du coupleur 2 cm<sup>3</sup></b>				
Niveau de sortie max. (dB SPL)	111	114	122	132
Gain max. (dB)	47	51	59	71
Bande passante (Hz)	<100 - >8 000	<100 - >8 000	< 100 – 6 300	< 100 – 6 100

## Plages d'application



\* Disponible avec conduit extra long en option

# Couplage acoustique – Aides auditives BTE

## Signal acoustique de sortie

		Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Coude acoustique standard	Amorti (HE11 680), transparent	•	•	•
	Non amorti (HE11), transparent		•	•
Tube fin 4.0	Disponible en version gauche et droite, dans cinq longueurs différentes (00, 0, 1, 2 et 3)	•	•	

## Embout pour tube fin

		Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Dôme	Dôme cap	•	•	
	Dôme ouvert	•	•	
	Dôme obturant	•	•	
	Dôme puissant	•	•	
SlimTip	Acrylique	•	•	
	Silicone	•	•	

## Embout pour coude


		Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Embout		•	•	•

## Données du coupleur 2 cm<sup>3</sup>


		HE11 680	Tube fin 4.0	HE11 680	HE11	HE11 680	HE11
Niveau de sortie max. (dB SPL)	Coupleur 2 cm <sup>3</sup>	128	122	133	139	134	141
Gain max. (dB)	Coupleur 2 cm <sup>3</sup>	63	58	75	81	78	84
Bande passante (Hz)		<100 - >7800	<100 - >8 000	<100 - >5 700	<100 - >4 900	<100 - >4 700	<100 - >4 700
Courant de fonctionnement (mA)		1.6	1.6	2.2	2.1	2.8	3.3

## Plages d'application


- Tube fin 4.0
- HE11 680



Pertes auditives légères à moyennes, toutes configurations audiométriques



Pertes auditives légères à sévères, toutes configurations audiométriques



Pertes auditives sévères à profondes, toutes configurations audiométriques

# Niveaux de performances

	Terra+	Terra
	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
<b>AutoSense OS™ 5.0</b>		
Parole dans le bruit	•	•
Situation calme	•	•
<b>AutoSense OS 5.0 (streaming)</b>		
Parole média + mic	•	•
Musique média + mic	•	
<b>Programmes supplémentaires</b>		
Programmes supplémentaires max.	4	4
Parole dans le bruit	•	•
Situation calme	•	•
Confort dans le bruit	•	
Musique	•	
Téléphone acoustique	•	•
Programme personnalisé	•	•
Téléphone via Capteur-T ± mic <sup>2</sup>	•	•
Boucle publique ± mic <sup>2</sup>	•	•
<b>Programmes de diffusion</b>		
PartnerMic + mic	•	
Appel téléphonique + mic	•	•

	Terra+	Terra
	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
<b>Fonctions</b>		
UltraZoom	•	•
Booster large bande <sup>1</sup>	•	•
Correction de sonie	•	•
Auto Acclimatation	•	•
Balance environnementale	•	•
SoundRecover2	•	
SoundRecover	•	•
LarsenBloc	•	•
NoiseBloc	•	•
QuickSync	•	•
AOV	•	•
Canaux d'adaptation fine	10	8

<sup>1</sup> Disponible uniquement pour Phonak Terra+ BTE-UP et Phonak Terra BTE-UP  
<sup>2</sup> Disponible uniquement pour les produits BTE

## Gamme de communication sans fil

	Terra+	Terra
	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
<b>Accessoire sans fil</b>		
TV Connector	•	
Phonak PartnerMic™	•	
Phonak RemoteControl	•	
<b>Applications</b>		
myPhonak	•	

## Programmation

	Terra+ RIC-312 Terra RIC-312	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Phonak Target	9.1 ou supérieur	9.1 ou supérieur	9.1 ou supérieur	9.1 ou supérieur
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•	•	•	•
NOAHLINK			•	•
HI-PRO, HI-PRO2			•	•

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site [www.phonak.com/terra](http://www.phonak.com/terra)  
 Pour plus d'informations sur myPhonak, veuillez consulter le site [www.phonak.com/apps](http://www.phonak.com/apps)

# life is on\*

Depuis 1947, Phonak se consacre à la préservation de la qualité de vie en ouvrant de nouveaux mondes acoustiques. Déjà à l'époque de notre fondation, notre entreprise était animée par une conviction formatrice : nous sommes convaincus que bien entendre est synonyme de bien être, et donc que c'est essentiel pour vivre sa vie au maximum. En fait, le sens de l'ouïe est directement lié au bien-être social, émotionnel, cognitif et physique. Aujourd'hui comme demain, nous nous efforçons d'offrir le plus large portefeuille de solutions auditives innovantes. Avec nos audioprothésistes, nous continuons à nous concentrer sur l'essentiel : améliorer la compréhension vocale, changer la vie de chacun et avoir un effet positif sur la société dans son ensemble.

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)

\*Et la vie s'exprime



027-0706-04/N2.00/2024-02/NLG © 2024 Sonova AG Tous droits réservés