


# Phonak Kit de démarrage BTE.

Le kit contient :

- 10 lingettes
- 1 spray nettoyant de 30 ml
- 2 capsules déshydratantes
- 1 boîte déshydratante
- 1 boîte nettoyante
- 1 soufflette
- 4 pastilles nettoyantes
- 1 chiffon en microfibre



**Lingette nettoyante :**

La lingette nettoyante est un produit de nettoyage conçu pour l'entretien des aides auditives et des embouts. Ce produit permet d'éliminer le cérumen responsable de la diminution de la qualité sonore, d'augmenter la durée de vie des systèmes auditifs et de préserver leur efficacité.



**Spray nettoyant :**

Le spray nettoyant est un produit de nettoyage conçu pour l'entretien des aides auditives et des embouts. Ce produit permet d'éliminer le cérumen responsable de la diminution de la qualité sonore, d'augmenter la durée de vie des aides auditives et de préserver leur efficacité.



**Capsule déshydratante :**

La capsule déshydratante est indiquée pour déshumidifier les aides auditives et les embouts, afin d'éviter les pannes dues à l'humidité.



**Boîte déshydratante :**

La boîte déshydratante est un accessoire essentiel à utiliser avec les capsules déshydratantes.

Cela assure un environnement hermétique afin de garantir une déshumidification efficace des aides auditives grâce à l'action des capsules déshydratantes.



# Phonak Kit de démarrage BTE.

## Boîte nettoyante :

La boîte nettoyante est un accessoire essentiel à utiliser avec les pastilles nettoyantes. Cela fournit un environnement adéquat pour assurer un nettoyage efficace des embouts grâce à l'action des pastilles nettoyantes.



## Soufflette :

La soufflette est conçue pour éliminer toute l'eau et l'humidité restant dans le tube de l'embout et dans les bouches d'aération.



## Pastille nettoyante :

La pastille nettoyante est un produit de nettoyage utilisé pour nettoyer les embouts.

Ce produit permet d'éliminer le cérumen responsable de la diminution de la qualité sonore, d'augmenter la durée de vie des systèmes auditifs et de préserver leur efficacité.



## Chiffon en microfibre :

Le chiffon en microfibre est exceptionnellement doux et conserve sa forme. Le chiffon peut être utilisé souvent. Il est utilisé pour sa capacité exceptionnelle à absorber l'eau, l'humidité et les résidus de solution de nettoyage. Il absorbe huit fois son poids en eau.

