

Phonak Slim™

Termékinformációk

A Phonak Slim a Lumity RIC portfólióját egy olyan dizájnnal egészíti ki, amely illeszthető kis-közepes halláscsökkenésre és nagyfokú-súlyos halláscsökkenésre is. A Phonak Slim négy külső hangszóróval kompatibilis, így például az ActiveVent™ hangszóróval.

A Phonak Lumity platform innovatív technológiájával támogatott Phonak Slim hallókészülékek ideális megoldást jelentenek azon ügyfelek számára, akik az elegáns és egyedi hallókészülékeket részesítik előnyben.



Termékleírás



Slim L-R
L90/L70/L50*/L30*/Trial

Többfunkciós gomb		•
Telefontekercs		
Bluetooth®		•
Vízszigetelő bevonat		•
IP-besorolás		IP68 ¹
Töltési idő ²	0%-ról 100%-ra	3 óra
	30 perces illesztés	15 perc

S hangszóró

Max. kimeneti teljesítmény (dB SPL)	2 cm ³ csatoló adatok	111
Max. erősítés (dB)	2 cm ³ csatoló adatok	47
Frekvenciatartomány (Hz)		<100 - >8000

M hangszóró

Maximális kimeneti teljesítmény (MPO) (dB SPL)	2 cm ³ csatoló adatok	114
Max. erősítés (dB)	2 cm ³ csatoló adatok	51
Frekvenciatartomány (Hz)		<100 - >8000

MAV hangszóró

Maximális kimeneti teljesítmény (MPO) (dB SPL)	2 cm ³ csatoló adatok	119
Max. erősítés (dB)	2 cm ³ csatoló adatok	50
Frekvenciatartomány (Hz)		<100 - >8000

P hangszóró

Maximális kimeneti teljesítmény (MPO) (dB SPL)	2 cm ³ csatoló adatok	122
Max. erősítés (dB)	2 cm ³ csatoló adatok	59
Frekvenciatartomány (Hz)		<100 - 6300

*az elérhetőség az országtól függ

A burkolat színei



2A
Ezüst/fekete



3A
Grafit/fekete



4A
Réz/fekete



6A
Santalfa/fekete

1 Az IP68-as besorolás azt jelzi, hogy a hallókészülék víz- és porálló. Az IEC60529 szabvánnyal összhangban a tesztek során 60 percig vizsgáltuk 1 méteres édesvízben folyamatos alámerítéssel, valamint 8 óráig porkamrában.
2 A tényleges töltési idő az akkumulátor hátralévő töltöttségének függvényében változik, azonban a 3 órát nem haladja meg.

Teljesítményszintek

AutoSense OS™ 5.0	Premium	Advanced	Standard*	Essential*
Komfort visszhangos környezetben	•			
Beszéd autóban	•			
Beszéd hangos környezetben	•			
Zene	•	•		
Komfort zajban	•	•	•	
Beszéd zajban	•	•	•	•
Csendes környezet	•	•	•	•
Média (beszéd) + mikrofon	•	•	•	•
Média (zene) + mikrofon	•	•	•	•
További programok				
További programok maximális száma	4	4	4	4
Komfort visszhangos környezetben	•			
Beszéd hangos környezetben	•	•		
Beszéd 360°-ban	•	•		
Beszéd zajban	•	•	•	•
Csendes környezet	•	•	•	•
Komfort zajban	•	•	•	•
Zene	•	•	•	•
Akusztkus telefon	•	•	•	•
Egyéni program	•	•	•	•
Hangtovábbító programok				
RogerDirect + mikrofon	•	•	•	•
PartnerMic + mikrofon	•	•	•	•
Telefonhívás + mikrofon	•	•	•	•

Funkciók	Premium	Advanced	Standard*	Essential*
SpeechSensor	•			
Beszédkiemelő	•			
StereoZoom 2.0	•	•		
Dynamic Noise Cancellation	•	•		
Mozgásérzékelős hallásüzemmód	•	•	•	
ActiveVent hangszóró	•	•	•	•
RogerDirect™	•	•	•	•
Roger és direkcionális hangközvetítés	•	•	•	•
Visszhangcsökkentő	•			
Érintésvezérlés				
- Siri/Google Asszisztens	•	•		
- Hangtovábbítás szüneteltetése/újraindítása	•	•		
- Hívás fogadása/befejezése	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
Egészségügyi funkciók	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Felhasználói szokások naplózása	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•
Auto Acclimatization	•	•	•	•
Környezeti egyensúly	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock (Sípóláscsökkentő)	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Csatorna finomhangolása	20	20	16	12

SmartSpeech™ technológia

*az elérhetőség az országtól függ

Illesztés

	Slim L-R
Phonak Target	8.1 vagy újabb
Noahlink Wireless	•

Akusztikus csatoló

Hosszúság

Négy méretben kapható (0, 1, 2, 3), bal és jobb

Dóm

Kupak dóm

Nyitott harang Három méretben kapható (S, M, L)

Szellőzős harang Három méretben kapható (S, M, L)

Power harang Három méretben kapható (S, M, L)

SlimTip*

Akril

Szilikon

Titanium AV

Univerzális AV Négy formában kapható (A, B, C, D)

Illesztési tartományok

*Kapható extra hallójáratoshoz lehetőséggel

S hangszóró

•

M hangszóró


•

MAV hangszóró


•

P hangszóró


•




Enyhétől közepes-nagyfokúig terjedő hallásveszteség esetén.



Enyhétől súlyosig terjedő hallásveszteség esetén.



Enyhétől súlyosig terjedő hallásveszteség esetén.



Enyhétől súlyosig terjedő hallásveszteség esetén.

Egyedien. Elegánsan. Kapcsolódva. A Phonak Slimmel.

A Phonak Slim az ügyfelek **életstílusát és kényelmét** szem előtt tartva készült. Korszerű SmartSpeech™ technológiánk **jobb beszédértést** biztosít az ügyfelei számára még a kihívást jelentő helyzetekben is¹.

A Phonak megoldásainak univerzális csatlakoztathóságának köszönhetően ügyfelei zökkenőmentes kapcsolatban lehetnek az őket körülvevő világgal.

A myPhonak app lehetővé teszi számukra, hogy átvegyék az irányítást hallásuk felett, nyomon kövessék egészségügyi adataikat, és távolról lépjenek kapcsolatba hallásgondozó szakemberükkel – így pillanatok alatt elérhetik a hallásklinikájukat.

¹ Appleton, J. (2020). AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. *Phonak Field Study News*, beszerezve innen: www.phonak.com/evidence.

Latzel, M. & Hobi, S. (2022). ActiveVent™ Receiver provides benefit of open and closed acoustics for better speech understanding in noise and naturalness of own voice perception. *Phonak Field Study News*, beszerezve innen: www.phonak.com/evidence.

Thibodeau, L. M. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. *Journal of the American Academy of Audiology*, 31(6), 404–411.

Latzel, M., Lesimple, C., & Woodward, J. (2022). New implementation of directional beamforming configurations show improved speech understanding and reduced listening effort. *Phonak Field Study News*, beszerezve innen: www.phonak.com/evidence.

Latzel, M., Lesimple, C., & Woodward, J. (2023). Speech Enhancer significantly reduces listening effort and increases intelligibility for speech from a distance. *Phonak Field Study News*, beszerezve innen: www.phonak.com/evidence.

Phonak Slim töltési lehetőségek



Phonak Slim töltő

A Phonak Slim töltő egy kompakt töltő a töltőnyílásokban lévő mágnesekkel, amelyek megkönnyítik a Phonak Slim behelyezését és eltávolítását. Az USB-C töltőporttal és a kompakt kialakítással ellátott Phonak Slim töltő praktikus tárolási és töltési megoldást kínál.

Phonak Slim Bluetooth® változatok

Közvetlen hívások/hangadatátvitel

Bluetooth® 4.2 vezeték nélküli technológiát támogató, illetve a legtöbb korábbi Bluetooth technológiával rendelkező telefon

A Bluetooth® szövegdjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és a Sonova AG által történő mindennemű használatuk licencmegállapodás keretében történik.

Vezeték nélküli kiegészítők portfóliója

		Slim L-R L90/L70/L50*/L30*/Trial
Vezeték nélküli kiegészítők	TV Connector	•
	Phonak PartnerMic	•
	Phonak RemoteControl	•
Roger	RogerDirect™	•
Alkalmazások	myPhonak	•

*az elérhetőség az országtól függ

További információkat a következő weboldalon talál: www.phonakpro.com/slim

A Roger mikrofonokkal kapcsolatban a www.phonakpro.com/roger oldalon olvashat bővebben

Az eSolutions technológiával kapcsolatos további információkért keresse fel a www.phonakpro.com/smartapps weboldalt

life is on

A Phonak 1947 óta elkötelezetten dolgozik azért, hogy új hangokat megszólaltatva segítsen megőrizni a hallásvesztéssel élők életminőségét. Már a vállalat alapításakor is az a meggyőződés vezérelt minket, hogy a jobb hallás egyenlő a jobb élettel, így elengedhetetlen ahhoz, hogy teljes életet élhessünk. A hallás valóban közvetlen kapcsolatban áll a társadalmi, érzelmi, szellemi és testi jóléttel. Most és a jövőben is arra törekszünk, hogy innovatív hallási megoldások lehető leg szélesebb skáláját kínáljuk. Hallásgondozó szakembereinkkel a legfontosabb célunk, hogy javítsuk a beszédértést, pozitív változást hozva az emberek életébe és a társadalom egészébe.

www.phonak.com



027-0633-13\14\00\2023-02\vd © 2023 Sonova AG All rights reserved