

Life is on

Noi di Phonak crediamo che un buon udito sia fondamentale per il proprio benessere e per vivere la vita al meglio. Da più di 70 anni siamo fedeli alla missione di un mondo dove "Life is on" valga per tutti. Le nostre innovative soluzioni acustiche sono progettate per persone di tutte le età e con ogni grado di perdita uditiva, per promuovere le relazioni sociali dal punto di vista mentale ed emozionale.

www.phonakpro.com/rogerfocus

Roger Focus II



Concentrati su ciò che conta

Per maggiori informazioni visita il sito www.phonakpro.com/rogerfocus

027-0601-05(V1.00)/2020-04/NLG © 2020 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD

 **CE**
0459

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Descrizione del prodotto

| | Roger Focus II-312 | Roger Focus II |
|---|--|--|
| Tipo batteria | 312 | Integrata ricaricabile |
| Tasto multi-funzione | • | • |
| Regolazione volume con tasto multi-funzione | -8 dB <--> +8 dB (2 dB alla volta) | -8 dB <--> +8 dB (2 dB alla volta) |
| Indicatore LED | • | • |
| Colori | 2 | 10 |
| Nano rivestimento | • | • |
| Classe di protezione IP | IP68* | IP68* |
| Dimensioni | Lunghezza x larghezza x profondità 31,3 x 14,1 x 7,3 | 36,7 x 16,4 x 8,5 |
| | Peso 2,18 g | 3,71 g |
| Tempi di carica | 0% - 100% 0% - 80% | 3 h 1,5 h |
| | SlimTube HE Equivalente in campo libero 90 dBA | SlimTube HE Equivalente in campo libero 90 dBA |
| Potenza in uscita max. (MPO) | <100 - >7000 | <100 - >7000 |
| Range di frequenza (Hz) | 1,5 | 1,5 |
| Corrente di funzionamento (mA) | | |
| | Salto in frequenza automatico e adattivo 2,4 GHz | |
| Antenna | Antenna incorporata | |
| Retroilluminato a potenza RF | < 0,02 mW | |

Caratteristiche di Roger

| | |
|------------------------------|--|
| Frequenza | |
| Antenna | |
| Retroilluminato a potenza RF | |

*IP68 indica che l'apparecchio acustico è resistente all'acqua ed alla polvere. È in grado di resistere all'immersione in acqua fino a 1 metro di profondità per 60 minuti continuativi e fino a 8 ore di esposizione alla polvere, come indicato dallo standard IEC60529.

Colori involucri

Roger Focus II



Roger Focus II-312



Accoppiamento acustico

Uscita del suono SlimTube HE Disponibile per lato sinistro, lato destro e in cinque lunghezze diverse (00, 0, 1, 2, 3)

Auricolare per SlimTube Cupola Cupola aperta, disponibile in tre misure (S, M, L)

Portfolio Accessori Wireless

| Roger™ | Roger Focus II-312 | Roger Focus II |
|------------------|--------------------|----------------|
| Microfoni Roger™ | • | • |

Fitting

Roger Focus II è esclusivamente un ricevitore Roger. Nessuna necessità di fitting.

Phonak Charger BTE RIC

Questo caricatore è adatto a Roger Focus II (ricaricabile). Ha un ingresso di ricarica USB-C, un indicatore LED e uno spazio di alloggiamento per lo SlimTube.



Phonak RemoteControl

Il Phonak RemoteControl è adatto a Roger Focus II. Permette la regolazione del volume e blocca il pulsante del volume.

