




Lyric4


Accoppiatore 0.4 cm³

Accoppiatore CIC FRYE

Uscita massima



Guadagno acustico




Range di frequenza	120 Hz - >10000 Hz			
Distorsione armonica totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.5%	1.0%	1.0%	1.0%
Rumore interno	26.0 dB SPL			


Accoppiatore 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Uscita massima



Guadagno acustico



Range di frequenza	140 Hz - >10000 Hz			
Distorsione armonica totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.5%	1.0%	1.0%	1.0%
Rumore interno	30.0 dB SPL			

Informazioni generali sul test

- Tutti i dati sono stati ottenuti con i settaggi di misurazione di Phonak Target
- Il dispositivo sta operando in modo lineare
- I dati dell'accoppiatore da 0,4 cm³ vengono utilizzati come informazioni aggiuntive più vicine all'applicazione reale, poiché l'inserzione profonda porta a un volume residuo significativamente inferiore rispetto al timpano



AVVERTENZA: Non è consentito apportare cambiamenti o modifiche all'apparecchio acustico senza l'autorizzazione esplicita di Sonova AG. Tali modifiche potrebbero danneggiare l'orecchio o l'apparecchio acustico.



Sonova AG - Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa - Switzerland

A Sonova brand

PHONAK
life is on