

Phonak Terra+ RIC-R


Dati tecnici




Ricevitore S Dati accoppiatore da 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Livello pressione sonora in uscita



Guadagno acustico



Range di frequenza	<100 Hz - >8.000 Hz			
Distorsione armonica totale	500 Hz	800 Hz	1.600 Hz	3.200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Durata operativa prevista*	18 h			
Livello rumore in ingresso equivalente	19 dB SPL			


Informazioni generali sul test

- Si usano impostazioni di misurazione specifiche. Regolazione RTS con controllo volume
- Il dispositivo è operativo in modalità lineare
- È attiva l'espansione di basso livello
- Tutti i dati ottenuti sono misurati con le impostazioni di misurazione di Phonak Target
- La latenza del segnale audio determinata è di 6,2 ms secondo uno standard interno


Ricevitore M Dati accoppiatore da 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Livello pressione sonora in uscita



Guadagno acustico



Range di frequenza	<100 Hz - >8.000 Hz			
Distorsione armonica totale	500 Hz	800 Hz	1.600 Hz	3.200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Durata operativa prevista*	18 h			
Livello rumore in ingresso equivalente	19 dB SPL			

Avvertenza

- ⚠ Questo apparecchio acustico ha un livello di pressione sonora in uscita che può superare i 132 dB SPL. Occorre prestare particolare attenzione durante il fitting di questo apparecchio in quanto esiste il rischio di compromettere l'udito residuo dell'utente.
- ⚠ Non è consentito apportare cambiamenti o modifiche all'apparecchio acustico senza l'autorizzazione esplicita del produttore. Tali modifiche potrebbero danneggiare l'orecchio o l'apparecchio acustico.
- ⚠ L'SPL sviluppato nelle orecchie dei bambini può essere significativamente superiore a quello medio negli adulti. Si raccomanda di misurare il valore RECD per correggere il target dell'OSPL90 utilizzato.
- ℹ I valori della scheda tecnica sono stati misurati con un ricevitore standard. Si prega di notare che possono verificarsi scostamenti da questi valori in base all'accoppiamento personalizzato del guscio.

* La durata operativa prevista della batteria ricaricabile dipende dalle funzioni attive, dall'uso degli accessori wireless, dal grado di ipoacusia, dall'età della batteria e dall'ambiente sonoro.



CE
0459



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Svizzera

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Phonak Terra+ RIC-R


Dati tecnici




Ricevitore P Dati accoppiatore da 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Livello pressione sonora in uscita



Guadagno acustico




Range di frequenza	<100 Hz - 6.300 Hz (CeruShield)			
	<100 Hz - 5.900 Hz (CeruStop)			
Distorsione armonica totale	500 Hz	800 Hz	1.600 Hz	3.200 Hz
	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Durata operativa prevista*	18 h			
Livello rumore in ingresso equivalente	19 dB SPL			

* La durata operativa prevista della batteria ricaricabile dipende dalle funzioni attive, dall'uso degli accessori wireless, dal grado di ipoacusia, dall'età della batteria e dall'ambiente sonoro.


Ricevitore UP Dati accoppiatore da 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Livello pressione sonora in uscita



Guadagno acustico



Range di frequenza	<100 Hz - 6.100 Hz			
Distorsione armonica totale	500 Hz	800 Hz	1.600 Hz	3.200 Hz
	1,5%	1,5%	1,0%	1,0%
Durata operativa prevista*	18 h			
Livello rumore in ingresso equivalente	19 dB SPL			



I valori della scheda tecnica sono stati misurati con un guscio personalizzato standardizzato. È possibile che si verifichino scostamenti da questi valori in base all'accoppiamento acustico individuale. Occorre prestare particolare attenzione ai ricevitori UP, in quanto una deviazione individuale può portare l'MPO a superare i 132 dB SPL.



CE
0459



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Svizzera

A Sonova brand

PHONAK
life is on