

Phonak Terra™ + Phonak Terra™

Informazioni sul prodotto

Phonak Terra+ e Phonak Terra offrono una serie di funzioni ottimali per un'esperienza uditiva personalizzata con RIC e BTE.



Descrizione del prodotto



Terra+ RIC-312
Terra RIC-312

Terra+ BTE-M
Terra BTE-M

Terra+ BTE-SP
Terra BTE-SP

Terra+ BTE-UP
Terra BTE-UP

Formato batteria		312	312	13	675
Bobina telefonica			•	•	•
Bluetooth®		•	•	•	•
Rivestimento idrofobico		•	•	•	•
Classe di protezione IP		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
Dimensioni	Lunghezza x larghezza x profondità	26,8 x 11,2 x 7,1 mm (1,05 x 0,44 x 0,28")	31,3 x 14,16 x 7,3 mm (1,23 x 0,56 x 0,29")	40,0 x 16,9 x 8,5 mm (1,57 x 0,67 x 0,33")	42,2 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34")
	Peso	1,1 g (0,04 oz)	2,2 g (0,08 oz)	4,4 g (0,16 oz)	4,6 g (0,16 oz)

Colori involucri

Terra+



H0
Beige



P1
Beige
Sabbia



P3
Sandalo



P6
Grigio
Argento

Terra



H0
Beige



P3
Sandalo



P6
Grigio
Argento

¹ IP68 indica che l'apparecchio acustico è resistente all'acqua e alla polvere. È in grado di resistere all'immersione in acqua dolce fino a 1 metro di profondità per 60 minuti continuativi e fino a 8 ore di esposizione alla polvere, come indicato dallo standard IEC60529.

L'identità grafica e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Sonova AG è coperto da licenza.

Accoppiamento acustico – Apparecchi acustici RIC

Lunghezza

Disponibile in quattro lunghezze diverse (0, 1, 2, 3), sinistra e destra

Cupola

Cupola Cap

Cupola aperta Disponibile in tre misure (S, M, L)

Cupola Ventilata Disponibile in tre misure (S, M, L)

Power Dome Disponibile in tre misure (S, M, L)

SlimTip*

Acrilico

Silicone

cShell

Acrilico

Titanio

Dati accoppiatore da 2cc

Max. Potenza in uscita (dB SPL)

111

114

122

132

Guadagno massimo (dB)

47

51

59

71

Range di frequenza (Hz)


<100 - >8000

<100 - >8000


<100 - 6300

<100 - 6100


Range di fitting




Ipoacusia da lieve a grave.



Ipoacusia da lieve a grave.



Ipoacusia da lieve a grave.



Ipoacusia da moderata a profonda.

* Disponibile con opzione extra lunghezza canale

Accoppiamento acustico – Apparecchi acustici BTE

Uscita del suono

		Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Curvetta standard	Con filtro (HE11 680), trasparente	•	•	•
	Senza filtro (HE11), trasparente		•	•
SlimTube 4.0	Disponibile per lato sinistro e destro in cinque lunghezze diverse (00, 0, 1, 2, 3)	•	•	

Auricolare per SlimTube

Cupola	Cupola Cap	•	•	
	Cupola aperta	•	•	
	Cupola Ventilata	•	•	
	Power Dome	•	•	
SlimTip	Acrilico	•	•	
	Silicone	•	•	


Auricolare per curvetta

Auricolare		•	•	•
------------	--	---	---	---

Dati accoppiatore da 2cc

		HE11 680	SlimTube 4.0	HE11 680	HE11	HE11 680	HE11
Max. Potenza in uscita (dB SPL)	accoppiatore 2 cc	128	122	133	139	134	141
Guadagno massimo (dB)	accoppiatore 2 cc	63	58	75	81	78	84
Range di frequenza (Hz)		<100 - >7800	<100 - >8000	<100 - >5700	<100 - >4900	<100 - >4700	<100 - >4700
Corrente di funzionamento (mA)		1,6	1,6	2,2	2,1	2,8	3,3

Range di fitting



Ipoacusia da lieve a moderata, tutte le configurazioni audiometriche

Ipoacusia da lieve a grave, tutte le configurazioni audiometriche

Ipoacusia da severa a profonda, tutte le configurazioni audiometriche

Livelli di performance

	Terra+	Terra
	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
AutoSense OS™ 5.0		
Parlato nel rumore	•	•
Situazione di quiete	•	•
AutoSense OS 5.0 (streaming)		
Parlato da dispositivi multimediali + microfono	•	•
Musica da dispositivi multimediali + microfono	•	
Programmi aggiuntivi		
Max. programmi aggiuntivi	4	4
Parlato nel rumore	•	•
Situazione di quiete	•	•
Comfort nel rumore	•	
Musica	•	
Telefono acustico	•	•
Programma personalizzato	•	•
Telefono tramite bobina telefonica ± microfono ²	•	•
Bobina telefonica pubblica ± microfono ²	•	•
Programmi in streaming		
PartnerMic + microfono	•	
Telefonata + microfono	•	•

	Terra+	Terra
	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
Funzioni		
UltraZoom	•	•
Broadband Booster ¹	•	•
Regolazioni Preferite dall'Utente	•	•
Auto Adattamento	•	•
Bilanciamento ambientale	•	•
SoundRecover2	•	
SoundRecover	•	•
WhistleBlock	•	•
NoiseBlock	•	•
QuickSync	•	•
AOV	•	•
Canale Regolazione Fine	10	8

¹ Disponibile solo per Phonak Terra+ BTE-UP e Phonak Terra BTE-UP

² Disponibile solo per prodotti BTE

Portfolio Accessori Wireless

	Terra+	Terra
	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
Accessorio wireless		
TV Connector	•	
Phonak PartnerMic™	•	
Phonak RemoteControl	•	
App		
myPhonak	•	

Fitting

	Terra+ RIC-312 Terra RIC-312	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Phonak Target	9.1 o versioni successive	9.1 o versioni successive	9.1 o versioni successive	9.1 o versioni successive
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•	•	•	•
NOAHLINK			•	•
HI-PRO, HI-PRO2			•	•

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.phonak.com/terra

Per maggiori informazioni su myPhonak, visitare il sito www.phonak.com/apps

life is on

Dal 1947, Phonak si dedica a preservare la qualità della vita aprendo nuovi mondi acustici. Già all'epoca della nostra fondazione, la nostra azienda era animata da una convinzione fondamentale: un buon udito equivale al benessere ed è quindi essenziale per vivere al meglio la vita. Infatti, il senso dell'udito è direttamente collegato al benessere sociale, emotivo, cognitivo e fisico. Oggi come in futuro, ci impegniamo a offrire il più ampio portafoglio di soluzioni uditive innovative. Insieme ai nostri Audioprotesisti, continuiamo a concentrarci su ciò che conta di più: migliorare la comprensione del parlato, cambiare la vita delle persone e avere un effetto positivo sulla società nel suo complesso.

www.phonak.com



Pubblicazione riservata agli operatori di settore.
027-0706-05/M2.00/2024-02/NLG © 2024 Sonova AG All rights reserved