

フォナック クロス L.

プロダクトインフォメーション

フォナック クロス L は、一側性難聴の方々に CROS および BiCROS ソリューションを提供します。クロス L は聞こえない方の耳に装着して音を拾い、聞こえの良い方の耳に装着した互換性のあるフォナック補聴器にワイヤレスで送信します。クロス L には音響出力がありません。

クロス L は、フォナック ルミティー プラットフォームの革新的技術を採用したオーデオ L-R、ナイーダ L-PR およびスカイ L-PR 補聴器と互換性があります。詳細は、www.phonak.com をご覧ください。



製品概要



クロス L-R
クロス L-R トライアル

電池		充電式
多機能ボタン		●
クロス バランス		●
疎水性コーティング		●
国際保護等級 IP		国際保護等級 IP68 ¹
サイズ	縦 x 幅 x 奥行き	27.7 x 12 x 8.1 mm (1.09 x 0.47 x 0.32")
	重さ	2.2 g
充電時間 ²	0% から 100%	3 時間
	0% から 80%	1.5 時間
	30 分フィッティング	15 分
補聴器との互換性		オーデオ L-R、ナイーダ L-PR およびスカイ L-PR

ハウジング カラー



耳せん (イヤチップ) のオプション

スタンダード耳せん(クロス チューブ)	<ul style="list-style-type: none">スタンダード耳せんには、3つのサイズ(S、M、L)がありますクロス チューブには、左/右および4種類の長さ(0、1、2、3)があります
スリムチップ(クロス チューブ)	<ul style="list-style-type: none">オーダーメイド耳せんクロス チューブには、左/右および4種類の長さ(0、1、2、3)があります
クロスチップ	<ul style="list-style-type: none">完全にオーダーメイドのクロス用耳せんで、ケーブルの長さは4種類(0、1、2、3)あります

フォナック クロス L-R 充電器のオプション



クロス Lはフォナック チャージャー Ease を使って充電可能です。フォナック チャージャー Ease の充電口はマグネット付きで、クロス L-R の出し入れが容易にできる、小型充電器です。充電には一般的な USB-C ポートを使用し、通電されると点灯します。

¹ 国際保護等級 IP 68 とは、クロス L-R が防水、防塵であることを意味します。水深 1m の淡水に長時間(60分)入れた後や、粉塵試験装置に8時間入れた後でも、修理が必要なダメージが発生しなかったことを示しています(IEC60529 規格による)。

² 実際の充電時間は、電池残量によって変わりますが、3時間を超えることはありません。

フィッティング

クロス L-R クロス L-R トライアル

Phonak Target	9.0 以上
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•

主な機能

クロス L は、オーディオ L-R、ナイーダ L-PR またはスカイ L-PR のすべてのパフォーマンスレベルに対して互換性があります。そのため、クロス L システムを装着している顧客が体験する一連の機能は、主に聴力の良い方の耳に装着している補聴器のパフォーマンスレベルに依存します。詳細は、フォナック オーディオ L、ナイーダ L またはスカイ L の製品情報をご覧ください。

フォナック スマートスピーチ テクノロジー

クロス L システムでは、対応するフォナック ルミティとの組み合わせにより、顧客はステレオズーム 2.0 を含むフォナック スマートスピーチ テクノロジーの関連機能を利用できます。

クロス バランス

クロス装置と補聴器の音圧比は、ターゲット フィッティング ソフトで調節することも、クロス装置の多機能 ボタンを短く押して直接調節することもできます。

マイフォナック アプリおよびマイフォナック ジュニア アプリ

クロス L 装置および互換性のある補聴器を使用している場合、マイフォナック およびマイフォナック ジュニアのアプリ サポートをご利用いただけます。

クロス L のパフォーマンス

プレミアムクラスの補聴器とアドバンスクラスのパフォーマンスレベルを組み合わせると、クロス L でステレオズーム 2.0 が組み込まれた非常に騒がしい中でのことばプログラムが使えます。クロス L のマイクロホンモードは、対側の補聴器のパフォーマンスレベルによって異なります。全概要については、以下の表をご参照ください。

クロス L で利用可能なマイクロホンモード

補聴器のパフォーマンスレベル	ステレオズーム 2.0	リアルイヤーサウンド	無指向性
プレミアムクラス	•	•	•
アドバンスクラス	•	•	•
スタンダードクラス		•	•
エッセンシャルクラス			•

詳細情報は、www.phonak.com/cros-l をご覧ください。

オーディオ L 補聴器についての詳細情報は、www.phonak.com/audeolumity をご覧ください。

eSolutions についての詳細情報は、www.phonak.com/apps をご覧ください。

life is on

1947年以来、フォナックは新たな音響の世界によって開かれる生活の質を維持することに全力を尽くしています。当社は、創業当時から、よりよい聞こえが人々のウェルビーイングに深く関係があり、人生を豊かにするために不可欠であると信じています。事実、聞こえは、社会・感情的、認知的、身体的なウェルビーイングの向上と関係があります。今後、私たちは革新的な聞こえのソリューションの幅広いポートフォリオを提供するよう努めていきます。そして、聴覚専門家とともに、私たちは最も重要なこと、すなわち、ことばの理解の向上、人々の暮らしの向上、社会全体への積極的な影響に注力し続けています。

www.phonak.com



027-0668-17/V2.00/2023-06/NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved