

# 포낙 오데오 핏™

## 제품 정보



파라다이스 플랫폼에서 포낙의 최신 혁신 제품인 오데오 핏에는 마이포낙 앱으로 볼 수 있는 신체 건강 데이터를 측정하는 심박수 센서가 있습니다. 이 보청기는 심박수, 걸음 수, 활동 수준을 측정해서 건강한 습관을 촉진시키고 웰빙에 대한 더 나은 감각을 만듭니다. 경도부터 고도 난청까지 적합하고, 포낙 파라다이스 플랫폼의 혁신적인 기술을 이용한, 포낙 오데오 핏 보청기는 건강 데이터를 얻고자 하는 고객들을 위한 솔루션입니다.

자세한 내용은 [www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com)에서 확인하십시오.

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

## 제품 설명



Audéo P-R Fit  
Audéo P-R Fit Trial  
P90/P70

멀티-기능 버튼		•
Bluetooth®		•
방수 코팅		•
IP 등급		IP68 <sup>1</sup>
크기	길이(L) x 너비 (W) x 높이(D)	30.6 x 12.3 x 8.1 mm (1.21 x 0.49 x 0.32")
	무게	2.23 g (0.078 oz)
충전 시간 <sup>2</sup>	0% ~ 100%	3시간
	0% ~ 80%	1.5시간
	30분 피팅	10분
<b>M 리시버</b>		
최대 출력(dB SPL)		114
최대 이득(dB)		51
주파수 범위(Hz)	2 cc 커플러	<100 - >8000
<b>P 리시버</b>		
	2 cc 커플러	
최대 출력(dB SPL)		122
최대 이득(dB)	2 cc 커플러	59
주파수 범위(Hz)	2 cc 커플러	<100 - 6300

## 하우징 색상



P1  
샌드 베이지



P4  
체스트넛



P6  
실버 그레이

1 IP68은 보청기의 방수방진 기능을 나타내며, IEC60529 표준에 따라 먼지에서 8시간 그리고 1미터의 수심에서 60분 동안 기능이 지속됨을 의미합니다.  
2 실제 충전 시간은 배터리 잔량에 따라 다르지만 3시간을 초과하지 않습니다.

## 성능 수준

	프리미엄	어드밴스드	기능	프리미엄	어드밴스드
<b>오토센스 OS™ 4.0</b>	프리미엄	어드밴스드	울트라줌	•	•
에코 환경	•		다이나믹 노이즈 캔슬레이션		
차안에서의 어음 환경	•		(다이나믹 소음 제거)	•	
큰 소음 속 어음 환경	•		스피치 인핸서(어음 향상)	•	
음악 환경	•	•	에코블록	•	
소음 환경	•	•	탭 컨트롤		
소음 속 어음 환경	•	•	- Siri/Google Assistant	•	•
조용한 환경	•	•	- 스트리밍 일시정지/재생	•	•
미디어 스피치 + mic	•	•	- 통화 받기/종료	•	•
미디어 음악 + mic	•	•	스테레오줌	•	•
<b>추가 프로그램</b>			윈드블록	•	•
추가가능 최대 프로그램 수	4	4	사운드릴렉스	•	•
에코 환경	•		모션 센서 히어링(행동 감지)	•	•
큰 소음속 어음 환경	•	•	듀오폰	•	•
스피치 인 360°	•	•	리얼 이어 사운드	•	•
소음 속 어음 환경	•	•	로저 방향성 설정	•	•
조용한 환경	•	•	사운드리커버2	•	•
소음 환경	•	•	휘슬블록	•	•
음악 환경	•	•	노이즈블록	•	•
음향 전화	•	•	로저 다이렉트™	•	•
사용자 설정 프로그램	•	•	사용자 선호 조절	•	•
<b>스트리밍 프로그램</b>			퀵싱크	•	•
로저다이렉트 + 마이크	•	•	AOV	•	•
파트너마이크 + 마이크	•	•	이명 밸런스	•	•
전화 통화 + 마이크	•	•	자동 적응 관리자	•	•
			환경적 밸런스	•	•
			미세 조정 채널	20	20

## 헬스 관련 기능

	오데오 핏	파라다이스 충전식 RIC
보청기별 착용 시간 구분	•	•
양쪽 보청기의 평균 착용 시간	•	•
다양한 소리 환경에서 평균 착용 시간	•	•
걸음 수	•	•
활동 수준	•	•
걸거나 뛴 거리	•	
심박수	•	
착용 시간 목표 설정	•	•
걸음 수 목표 설정	•	•

Bluetooth® 단어와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.에서 소유한 등록 상표입니다.  
IOS는 Cisco Inc.의 상표입니다.  
Android는 Google Inc.의 상표입니다.

# 피팅


## Audéo P-R Fit Audéo P-R Fit Trial

포낙 타겟	7.3 이상
Noahlink Wireless	•

# 음향 커플링\*

길이	M 센서 리시버	P 센서 리시버
좌,우 4가지 길이(0, 1, 2, 3) 제공	•	•
<b>돔</b>		
캡 돔	•	
오픈 돔      세 가지 크기(S, M, L)로 사용 가능	•	
투명 벤티드 돔      세 가지 크기(S, M, L)로 사용 가능	•	
<b>c셀</b>		
아크릴	•	•
<b>피팅 범위</b>		

\* 8핀 센서 리시버와 센서 c셀만 오데오 피트와 함께 작동합니다.



# Phonak Audéo Fit Trial™

새로운 포낙 오데오 P 피트 트라이얼 보청기는 추천에 맞게 필요한 성능 수준으로 빠르게 설정할 수 있습니다. 포낙 오데오 P 피트 트라이얼 보청기의 기술은 첫 예약시 청력 솔루션을 제공하거나 수리 중 공백을 메울 수 있는 위한 많은 옵션을 제공합니다.

## 포낙 오데오 핏 충전 옵션



### 포낙 충전기 케이스 콤비

포낙 충전기 케이스 콤비는 충전기, 건조키트, 보호용 하드 케이스가 하나로 된 제품입니다. 또한 견고하고 물이 튀지 않는 하우징에 세척도구가 포함되어 있습니다.

### 포낙 파워팩

이동중 충전식 보청기를 충전하기 위해서 포낙 충전기 케이스 콤비 하단에 포낙 파워팩을 쉽게 부착할 수 있습니다.

## 포낙 오데오 핏 Bluetooth® 버전

### 다이렉트 통화/오디오 스트리밍

Bluetooth® 4.2 무선 기술 및 대부분의 구형 블루투스 휴대폰을 지원합니다.

Bluetooth® 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.에서 소유한 등록 상표입니다.

## 무선 통신 포트폴리오

Audéo P-R Fit Audéo P-R Fit Trial P90/P70	
<b>무선 액세서리</b>	
TV 커넥터	•
포낙 파트너마이크	•
포낙 리모트 컨트롤	•
<b>로저</b>	
로저 다이렉트™	•
<b>앱</b>	
마이포낙	•

자세한 내용은 [www.phonakpro.com/audeoparadise](http://www.phonakpro.com/audeoparadise)에서 확인하십시오.  
로저 마이크에 대한 자세한 내용은 [www.phonakpro.com/roger](http://www.phonakpro.com/roger)에서 확인하십시오.  
자세한 내용은 [www.phonakpro.com/smartapps](http://www.phonakpro.com/smartapps)에서 확인하십시오.

## life is on

포낙은 잘 듣는 것이 바로 웰빙이며 삶을 최대한 살아가는 데 필수적이라고 믿습니다. 70년동안 모두에게 'life is on'이 되는 세상을 만들기 위해 열정을 이어왔습니다. 우리의 혁신적인 청력 솔루션은 모든 연령대 모든 수준의 난청을 가진 사람들이 사회적으로 연결되고 정신적 정서적으로 풍요롭게 하기 위해 디자인되었습니다.

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)



027-0656-19/V1.00/2022-01/NLIG © 2022 Sonova AG All rights reserved

**sonova**  
HEAR THE WORLD

 Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Switzerland

