

Phonak Sky™ L.

Produktinformasjon

Phonak Sky Lumity er vår omfattende BTE-portefølje for barn med lett til svært stort hørselstap.

Sky L-høreapparater, med Phonak SmartSpeech™-teknologi, er valget for barn som vil ha den beste taleoppfattelsen med vår mest avanserte plattform - Phonak Lumity.



Produktbeskrivelse



Sky L-M
Sky L-M Trial
L90/L70/L50/L30



Sky L-PR
Sky L-PR Trial
L90/L70/L50/L30



Sky L-SP
Sky L-SP Trial
L90/L70/L50/L30




Sky L-UP
Sky L-UP Trial
L90/L70/L50/L30

Batteristørrelse		312	innebygd, oppladbart		13	675			
LED-lys		•	•		•	•			
Telespole		•			•	•			
Kompatibilitet med CROS L			•						
Bluetooth®		•	•		•	•			
Vannavstøtende belegg		•	•		•	•			
IP-rangering		IP68 ¹	IP68 ¹		IP68 ¹	IP68 ¹			
Mål	L x B x D	31,3 x 14,1 x 7,3 mm (1,23 x 0,56 x 0,29")	36,7 x 16,4 x 8,5 mm (1,44 x 0,64 x 0,33")		40,0 x 16,9 x 8,5 mm (1,57 x 0,67 x 0,33")	42,6 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34")			
	Vekt	2,18 g	3,68 g		4,40 g	4,60 g			
Ladetids ²	0 % til 100 %		3 t						
	0 % til 80 %		1,5 t						
	30 min tilpasning		10 min						
		HE11 680	SlimTube 4.0	HE11 680	SlimTube 4.0	HE11	HE11 680	HE11	HE11 680
Maks. Output (dB SPL)	2 cc coupler	128	122	130	129	139	133	141	134
Maks. forsterkning (dB)	2 cc coupler	63	58	68	69	81	75	84	78
Frekvensområde (Hz)		<100 - >7800	<100 - >8000	<100 - >5700	<100 - >7100	<100 - >4900	<100 - >5700	<100 - >4700	<100 - >4700
Strømforbruk (mA)		1,6	1,6			2,1	2,2	3,3	2,8


Tilpasningsområder

- DSL pediatrik tilpasningsområde
- APD/NAL tilpasningsområde


HE11 680




HE11 680




HE11 680



HE11 680




SlimTube 4.0




Let til moderat hørselstap³

SlimTube 4.0



Let til moderat hørselstap³

SlimTube 4.0



Let til stort hørselstap³

Stort til svært stort hørselstap³

1 IP68 indikerer at høreapparatet er vannavstøtende og støvrett. Det tålte å være nedsenket i ferskvann på 1 meters dybde i 60 minutter og ligge 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.

2 Faktisk ladetid avhenger av gjennværende batterilevetid og kan påvirkes av temperaturforholdene.

3 Når du bruker DSL-tilpasningsformel.

Bluetooth®-begrepet og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse varemerkene av Sonova AG er lisensiert.

Funksjonsnivåer

AutoSense Sky OS 5.0	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
Tale i høy støy	•			
Tale i bil	•			
Komfort i ekko	•			
Musikk	•	•		
Komfort i støy	•	•	•	
Tale i støy	•	•	•	•
Stille situasjoner	•	•	•	•
Media tale + M	•	•	•	•
Media musikk + M	•	•	•	•
Tilleggsprogrammer				
Maks. tilleggsprogrammer	4	4	4	4
Komfort i ekko	•			
Tale i høy støy	•	•		
Tale i 360°	•	•		
Tale i støy	•	•	•	•
Stille situasjoner	•	•	•	•
Komfort i støy	•	•	•	•
Musikk	•	•	•	•
Akustisk telefon	•	•	•	•
Tilpasset program	•	•	•	•
Telefon via telespole ± M ¹	•	•	•	•
Offentlig telespole ± M ¹	•	•	•	•
Streamingprogrammer				
RogerDirect™ + mikrofon	•	•	•	•
Phonak PartnerMic™ + mikrofon	•	•	•	•
Telefonsamtale + mikrofon	•	•	•	•

Funksjoner	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
SpeechSensor	•			
Speech Enhancer	•			
StereoZoom 2.0	•	•		
Dynamic Noise Cancellation	•	•		
Motion Sensor Hearing ²	•	•	•	
RogerDirect	•	•	•	•
EchoBlock	•			
Tap control ²				
- Siri/Google Assistant	•	•		
- Sett streaming på pause / gjenoppta streaming	•	•		
- Ta i mot / avslutte telefonsamtale	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
Roger™ og retningsbestemt innstilling	•	•	•	•
UltraZoom	•	•	•	•
Bredbåndsförsterkning ³	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Brukerbasert fininnstilling	•	•	•	•
Auto Acclimatization	•	•	•	•
Environmental balance	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Fininnstilling av kanaler	20	20	16	12

SmartSpeech-teknologi

¹ Ikke tilgjengelig for Phonak Sky L-PR

² Kun tilgjengelig for Phonak Sky L-PR

³ Kun tilgjengelig for Phonak Sky L-UP

Tilpasning

	Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Phonak Target	9.1 eller nyere	9.0 eller nyere	9.1 eller nyere	9.0 eller nyere
Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2	•	•	•	•
NOAHLink			•	•
HI-PRO, HI-PRO2			•	•

Akustisk sammenkobling

		Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Lyduttak					
Standard ørehenger	Dempet (HE11 680), transparent og 6 ekstra farger for barn	•	•	•	•
	Udempet (HE 11) kun i transparent farge			•	•
Ørehenger med barnesikring (mini)	Dempet (HE11 680), transparent og 6 ekstra farger for barn	•	•	•	•
	Udempet (HE 11) kun i transparent farge			•	•
SlimTube 4.0	Fås i venstre- og høyreutgave i fem forskjellige lengder (00,0,1,2,3)	•	•	•	
Ørepropp for SlimTube					
Dome	Cap dome	•	•	•	
	Open dome	Fås i tre størrelser (S, M, L)	•	•	•
	Vented dome	Fås i tre størrelser (S, M, L)	•	•	•
	Power dome	Fås i tre størrelser (S, M, L)	•	•	•
SlimTip	Akryl	•	•	•	
	Silikon	•	•	•	
Ørepropp for ørehenger					
Ørepropp		•	•	•	•

Kasse- og ørehengerfarger

Kasse



H0
Beige



P1
Sand Beige



P3
Sandalwood



P4
Chestnut



P5
Champagne



P6
Silver Gray



P7
Graphite Gray



P8
Velvet Black



M6
Lava Red



M7
Blue Ocean



M8
Majesty Purple



Q2
Electric Green



Q3
Caribbean Pirate



T3
Precious Pink

Ørehenger



R1
Green



R2
Yellow



R3
Pink



R4
Orange



Q6
Blue



Q7
Purple



13
Transparent

Ladealternativer for Phonak Sky L-PR

Phonak Charger Combi BTE / Phonak Charger Combi BTE 2

Sky L-PR har alle Lumity-funksjonene du setter pris på, i tillegg til fordelen med oppladbarhet. Brukere kan få en hel dag med hørsel, inkludert streaming*.

* Forventet batterilevetid på 16 timer, inkludert 10 timer med Roger eller streaming av lyd.



Phonak Sky L Trial

Phonak Sky L Trial-høreapparatene kan raskt stilles inn på ønsket funksjonsnivå slik at de passer til dine anbefalinger. Det gir deg mulighet til å tilpasse brukeren den optimale hørselsløsningen allerede ved første konsultasjon, eller til å erstatte høreapparatet når det er inne til reparasjon. Sky L Trial-apparatene omfatter også en forhåndsinstallert Roger-mottaker for enkel demonstrasjon og prøveversjon av en Roger-mikrofon.

Phonak Sky L Bluetooth® -versjoner

Direktesamtaler / streaming av lyd

Trådløs Bluetooth 4.2-teknologi og de fleste eldre Bluetooth-telefoner

Trådløs kommunikasjonsportefølje

	Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Trådløst tilbehør				
TV Connector	•	•	•	•
Phonak PartnerMic	•	•	•	•
Phonak RemoteControl	•	•	•	•
Roger				
Roger-mikrofoner	•	•	•	•
App				
myPhonak Junior	•	•	•	•

Du finner mer informasjon på www.phonak.com/sky-lumity

Du finner informasjon om Roger-mikrofoner på www.phonak.com/roger-for-education

Du finner mer informasjon om myPhonak Junior på www.phonak.com/myphonak-junior

life is on

Siden 1947 har Phonak viet seg til å bevare livskvaliteten ved å åpne nye verdener av lyd. Allerede da selskapet ble grunnlagt, var vi drevet av en urokkelig overbevisning: Vi mener at god hørsel er ensbetydende med velvære og dermed avgjørende for å leve livet fullt ut. Hørsel er faktisk direkte knyttet til sosial, følelsesmessig, kognitiv og fysisk velvære. Både nå og i fremtiden jobber vi for å tilby den bredeste porteføljen av innovative hørselsløsninger. Og sammen med audiografene våre fortsetter vi å fokusere på det som betyr mest: å forbedre taleforståelsen, forandre folks liv og ha en positiv innvirkning på samfunnet som helhet.

www.phonak.no



027-0697-10|V1.00|2024-02|NLG © 2024 Sonova AG All rights reserved