

# Phonak CROS 1.

## Informações do produto

O Phonak CROS I-R fornece uma solução CROS e BICROS para pessoas com perda auditiva total unilateral. O CROS I-R é usado no ouvido com perda auditiva total para captar sons e transmiti-los sem fio para um aparelho auditivo Phonak compatível usado no ouvido com melhor audição. O CROS I-R não tem saída acústica.

O CROS I-R é compatível com os aparelhos auditivos Audéo I-R, que são controlados pela plataforma Phonak Infinio.



# Descrição do produto



CROS I-R  
CROS I-R Trial

Bateria		Recarregável interna
Botão multifunção		•
Balanceamento CROS		•
Revestimento hidrofóbico		•
Classificação IP		IP68 <sup>1</sup>
Dimensões	C x L x P	28,8 x 12,4 x 8,7 mm (1,13 x 0,49 x 0,34")
	Peso	2,4 g (0,08 oz)
Tempos de carregamento <sup>2</sup>	0% a 100%	3 h
	0% a 70%	2 h
	0% a 40%	1 h
	Ajuste de 30 min	15 min
Compatibilidade com aparelho auditivo		Audéo I-R, Audéo I-R Trial

## Cores da caixa



P1  
Bege  
Praia



P3  
Madeira  
de Sândalo



P4  
Castanho



P5  
Champanhe



P6  
Prata



P7  
Cinza  
Grafite



P8  
Preto  
Veludo



1A  
Cobre



8A  
Vermelho  
Sienna



9A  
Verde  
Atlântico

## Vedação Acústica

Oliva Standard (tubo CROS)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oliva Standard disponível em três tamanhos (P, M, G)</li><li>• O tubo CROS está disponível em esquerda/direita e em quatro comprimentos diferentes (0, 1, 2, 3)</li></ul>
microMolde (tubo CROS)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peça auricular personalizada</li><li>• O tubo CROS está disponível em esquerda/direita e em quatro comprimentos diferentes (0, 1, 2, 3)</li></ul>
CROS Tip	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peça de acrílico totalmente personalizada para CROS, disponível em quatro comprimentos de cabo diferentes (0, 1, 2, 3)</li></ul>

## Opções de carregador Phonak CROS I-R



O CROS I-R e o CROS I-R Trial podem ser carregados usando um Phonak Charger RIC Infinio ou um Phonak ChargerGo RIC Infinio. O ChargerGo tem uma bateria integrada para carregamento em qualquer lugar.

<sup>1</sup> IP68 indica que o CROS-I é resistente à água e à poeira. Resistiu a uma submersão contínua a 1 metro de água potável durante 60 minutos e a 8 horas de exposição à câmara de poeira, conforme definido na norma IEC 60529.  
<sup>2</sup> O tempo de carregamento real depende da duração restante da bateria.

# Ajuste

	CROS I-R CROS I-R Trial
Phonak Target	10.0 ou superior
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•

## Principais recursos

O CROS I-R pode ser adaptado com um Audéo I-R de qualquer nível de desempenho. Portanto, o conjunto de recursos que um usuário que usa um sistema CROS I-R experimentará depende principalmente do nível de desempenho do aparelho auditivo usado no ouvido com melhor audição. Consulte as informações do produto do Phonak Audéo™ I para obter informações adicionais.

### Tecnologia Phonak SmartSpeech™

Em um sistema CROS I-R, os usuários podem acessar recursos relevantes da tecnologia SmartSpeech, incluindo o **StereoZoom 2.0**, graças à combinação com os dispositivos Phonak Infinio compatíveis.

### Balanceamento CROS

A relação de intensidade de som entre o dispositivo CROS e o aparelho auditivo pode ser ajustada por meio do software de ajuste Target ou diretamente, pressionando brevemente o botão multifunção do dispositivo CROS.

### myPhonak

Os usuários com um dispositivo CROS I-R e um aparelho auditivo compatível podem se beneficiar do suporte de um aplicativo com o myPhonak.

## Desempenho do CROS I-R

Quando combinado com aparelhos auditivos nos níveis de desempenho Premium e Advanced, o CROS I-R oferece o programa Fala no ruído forte com StereoZoom 2.0. Consulte a tabela abaixo para obter uma visão geral completa dos modos de microfone fornecidos pelo CROS I-R, dependendo do nível de desempenho do aparelho auditivo contralateral.

## Modos de microfone disponíveis para o CROS I-R

Nível de desempenho do aparelho auditivo	Premium	Advanced	Standard	Essential
StereoZoom 2.0	•	•		
Real Ear Sound	•	•	•	•
Omnidirecional	•	•	•	•

Para obter mais informações, visite [www.phonak.com/cros-infinio](http://www.phonak.com/cros-infinio)

Para obter mais informações sobre aparelhos auditivos Audéo I, visite [www.phonak.com/audeo-infinio](http://www.phonak.com/audeo-infinio)

Para obter mais informações sobre eSolutions, visite [www.phonak.com/apps](http://www.phonak.com/apps)



# life is on

Desde 1947, a Phonak se dedica a preservar a qualidade de vida abrindo novos mundos acústicos. Já naquela época, nos dias da nossa fundação, a nossa empresa era movida por uma convicção formativa: acreditamos que ouvir bem equivale a bem-estar e, portanto, é essencial para viver a vida em sua plenitude. De fato, o sentido da audição está diretamente ligado ao bem-estar social, emocional, cognitivo e físico. Hoje e no futuro, nos esforçamos para oferecer o mais amplo portfólio de soluções auditivas inovadoras. E, juntamente com os nossos profissionais de saúde auditiva, continuamos focando no que mais importa: melhorar a compreensão de fala, mudar a vida das pessoas e ter um efeito positivo na sociedade como um todo.

[phonak.com](https://phonak.com)



027-0713-43|V1.00|2024-05|NLG © 2024 Sonova AG All rights reserved

