

Phonak CROS L.

Informações do produto

O Phonak CROS L fornece uma solução CROS e BICROS para pessoas com perda auditiva total unilateral. O CROS L é usado no ouvido com perda auditiva total para captar sons e transmiti-los sem fio para um aparelho auditivo Phonak compatível usado no ouvido com melhor audição. O CROS L não possui saída acústica.

O CROS L é compatível com os aparelhos auditivos Audéo L-R, Audéo L-RT, Naída L-PR e Sky L-PR, que são desenvolvidos com a tecnologia inovadora da plataforma Phonak Lumity. Para obter mais informações, visite www.phonak.com



Descrição do produto



CROS L-R
CROS L-R Trial

Bateria		recarregável
Botão multifunção		•
Balanceamento CROS		•
Revestimento hidrofóbico		•
Classificação IP		IP68 ¹
Dimensões	C x L x P	27,7 x 12 x 8,1 mm (1,09 x 0,47 x 0,32")
	Peso	2,2 g (0,08 oz)
Tempos de carregamento ²	0% a 100%	3 h
	0% a 80%	1,5 h
	Ajuste de 30 min	15 min
Compatibilidade com aparelho auditivo		Audéo L-R, Audéo L-RT, Naida L-PR e Sky L-PR

Cores da caixa



P1
Bege
Praia



HO
Bege



P3
Madeira
de Sândalo



P4
Castanho



P5
Champanhe



P6
Prata



P7
Grafite



P8
Veludo
Preto



Q2
Verde
elétrico



Q3
Azul
caribe



T3
Rosa
precioso

Opções de peça auricular

Oliva Standard (tubo CROS)	<ul style="list-style-type: none">• Oliva Standard disponível em três tamanhos (P, M, G)• O tubo CROS está disponível em esquerda/direita e em quatro comprimentos diferentes (0, 1, 2, 3)
MicroMolde (tubo CROS)	<ul style="list-style-type: none">• Peça auricular personalizada• O tubo CROS está disponível em esquerda/direita e em quatro comprimentos diferentes (0, 1, 2, 3)
Micromolde CROS	<ul style="list-style-type: none">• Peça auricular totalmente personalizada para CROS, disponível em quatro comprimentos de cabo diferentes (0, 1, 2, 3)

Opções de carregador Phonak CROS L-R



O CROS L-R pode ser carregado usando um Phonak Charger Ease. O Phonak Charger Ease é um carregador compacto com encaixe e carregamento por indução que facilitam a inserção e a remoção do seu CROS L-R. Usa uma porta de carregamento USB-C padrão que acende quando é fornecida energia.

¹ IP68 indica que o dispositivo CROS L-R é resistente à água e à poeira. Resistiu a uma submersão contínua em 1 metro de água doce durante 60 minutos e a 8 horas em uma câmara de poeira, tal como definido na norma IEC 60529.

² O tempo de carregamento real depende da vida útil restante da bateria, mas não deverá exceder 3 horas.

Ajuste

	CROS L-R CROS L-R Trial
Phonak Target	9.0 ou superior
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•

Principais características

O CROS L pode ser ajustado com um Audéo L-R, Audéo L-RT, Naída L-PR ou Sky L-PR de qualquer nível de desempenho. Portanto, o conjunto de características que um usuário que usa um sistema CROS L experimentará depende principalmente do nível de desempenho do aparelho auditivo usado no ouvido com melhor audição. Consulte as informações do produto do Phonak Audéo L, Naída L ou Sky L para obter informações adicionais.

Tecnologia Phonak SmartSpeech™

Em um sistema CROS L, os usuários podem acessar características relevantes da tecnologia SmartSpeech, incluindo o **StereoZoom 2.0**, graças à combinação com os dispositivos Phonak Lumity compatíveis.

Balanceamento CROS

A relação de intensidade de som entre o dispositivo CROS e o aparelho auditivo pode ser ajustada por meio do software de ajuste Target ou diretamente, pressionando brevemente o botão multifunção do dispositivo CROS.

myPhonak e myPhonak Junior

Os usuários com um dispositivo CROS L e um aparelho auditivo compatível podem se beneficiar do suporte de um aplicativo com o myPhonak ou o myPhonak Junior.

Desempenho do CROS L

Quando combinado com aparelhos auditivos nos níveis de desempenho Premium e Advanced, o CROS L oferece o programa Fala no ruído forte com StereoZoom 2.0. Consulte a tabela abaixo para obter uma visão geral completa dos modos de microfones fornecidos pelo CROS L, dependendo do nível de desempenho do aparelho auditivo contralateral.

Nível de desempenho do aparelho auditivo	Modos de microfones disponíveis para CROS L		
	StereoZoom 2.0	Real Ear Sound	Omnidirecional
Premium	•	•	•
Advanced	•	•	•
Standard		•	•
Essencial			•

Para obter mais informações, visite www.phonak.com/cros-l

Para obter mais informações sobre aparelhos auditivos Audéo L, visite www.phonak.com/audeolumity

Para obter mais informações sobre eSolutions, visite www.phonak.com/apps

life is on

Desde 1947, a Phonak se dedica a preservar a qualidade de vida, abrindo novos mundos acústicos. Já naquela época, nos dias de nossa fundação, nossa empresa era movida por uma convicção formativa: acreditamos que ouvir bem equivale a bem-estar e, portanto, é essencial para viver a vida em sua plenitude. De fato, o sentido da audição está diretamente ligado ao bem-estar social, emocional, cognitivo e físico. Hoje e no futuro, nos esforçamos para oferecer o mais amplo portfólio de soluções auditivas inovadoras. E, juntamente com nossos profissionais de saúde auditiva, continuamos focando no que mais importa: melhorar a compreensão de fala, mudar a vida das pessoas e ter um efeito positivo na sociedade como um todo.

www.phonak.com



027-0668-43|V2.00|2023-06|NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved