

Phonak CROS L-R

Dados técnicos

Phonak CROS L-R /Phonak CROS L-R Trial



O Phonak CROS L oferece uma solução CROS e BICROS para pessoas com perda auditiva total unilateral. É compatível com aparelhos auditivos Audéo L-R, Audéo L-RT, Naida L-PR e Sky L-PR, que possuem a inovadora tecnologia da plataforma Phonak Lumity.

O CROS L-R/CROS L-R Trial pode ser ajustado com o Phonak Target 9.0 e versões superiores. Para obter mais informações, visite www.phonak.com

Descrição

Informações gerais

Condições de transporte e armazenamento

Faixa de temperatura

- Recomendada: 0 a 20 °C
- Máxima: -20 a 60 °C

Faixa de umidade:

- Recomendada: 0% a 60%
- Máxima: 0 a 70%

Faixa de pressão atmosférica: 500 a 1060 hPA

Classificação IP

IP68 indica que o aparelho auditivo é resistente a água e poeira. Resistiu a uma submersão contínua em 1 metro de água doce durante 60 minutos e a 8 horas em uma câmara de poeira, tal como definido na norma IEC 60529.

Informações sobre áudio

Qualidade do áudio

Amostragem de 22,5 kHz de frequência

Largura de banda de áudio

100 Hz–9,5 kHz

Informações sobre rádio

Tipo de antena

Antena loop ressonante

Frequência operacional

2,4 GHz–2,48 GHz

Modulação

GFSK, GMSK

Potência radiada

<2,5 mW

Tipo de uso

Transmissão de áudio para aparelho auditivo receptor na outra orelha

Versão Bluetooth

4.2 LE

Alcance:

~1 m

Normas aplicadas

Europa

Rádio

ETSI EN 300 328

EMC

EN/IEC 60601-1-2

ETSI EN 301 489-1, -3, -17

Segurança elétrica

EN/IEC 60601-1

EUA

CFR 47 parte 15.209, 15.249, subparte B, ANSI C63.10

FCC ID: KWC-MRP CROS R

Canadá

RSS-210 edição 9, RSS-Gen edição 5, ICES-003

IC: 2262A-MRP CROS R

Japão

Giteki ID 005-102449



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Suíça
www.phonak.com

Uma marca Sonova

PHONAK
life is on