

Phonak Naída™ Marvel



İlk seste aşk

Daha fazla bilgi almak için www.phonakpro.com adresini ziyaret edin

Phonak Naída Marvel ile ilk seste aşk deneyimi sunan çok işlevli işitme cihazları sunuyoruz

İlk seste aşk derken, yalnızca hastalarınızın Phonak Naída Marvel'ı ilk denediği anı değil, onu kullandıkları her anı kastediyoruz. İşitme cihazını onlara taktığınız ilk andan itibaren, rakipsiz bir duyma performansı bekleyebilirler.

Bu yeni nesil Phonak teknolojisi, her zamankinden daha fazla dinleme durumunu tam olarak eşleştirecek şekilde tanır ve otomatik olarak adapte olur¹. AutoSense OS™ 3.0 ve Binaural VoiceStream Technology™ ile hastalarınız hafızayı daha iyi hatırlamanın ve gürültüde daha düşük dinleme eforunun tadını çıkarabilir.²

Öne çıkan temel noktalar:

- Roger ile gürültüde konuşmaları daha iyi anlama³
- Gürültüde daha düşük dinleme eforu*²
- Gürültüde daha iyi hafıza hatırlaması*²
- Aktarılan ses sinyallerinin sınıflandırılmasıyla dünyadaki ilk süper güçlü işitme cihazı¹

Güvenilir

Naída en güvenilir güçlü işitme cihazıdır.⁴ Uzman mühendislik ve tasarım mükemmelliği sayesinde Naída Marvel, ileriden çok ileri dereceye kadar işitme kaybını idare etmek için gereken gücü güvenilir bir şekilde sağlayabilir. 1978'de ilk güçlü işitme cihazımızın piyasaya sürülmesinden bu yana, sürekli olarak insanların hayatlarını iyileştirmek için tasarlanmış işitme çözümleri geliştirdik. Kanıtlanmış Marvel teknolojisi ile desteklenen yeni Naída M-SP, hastalarınızın işitme kaybını idare etmek için gereken gücü güvenilir şekilde sağlayan özel temel performans teknolojilerine sahip birinci sınıf bir güçlü işitme cihazı barındırır.

İleriden çok ileri dereceye kadar işitme kaybı olan insanlar işitme cihazlarına bağlıdır ve gerçekten sorunlarını çözecek bir çözüme ihtiyaç duyarlar. Sağlam kabin, hastaların işitme cihazlarının güvenilir bir şekilde çalışacağını ve en zorlu dinleme koşullarına bile dayanacağını bilerek günlük aktivitelerine devam etmelerine imkan verir.




Ürün tanımı



Naída M-SP
Naída M-SP Trial
M90/M70/M50/M30

Pil boyutu		13	
Çok fonksiyonlu düğme		•	
Telecoil		•	
Bluetooth®		•	
Nano kaplama		•	
IP derecesi		IP68 ⁵	
Boyutlar	U x G x D	40,0 x 16,9 x 8,5 (1,57 x 0,67 x 0,33)	
	Ağırlık	4,4 g / 0,155 oz	
		HE11 HE11 680	
Maks. Güç Çıkışı (dB SPL)	2 cc coupler	139	133
Maks. kazanç (dB)	2 cc coupler	81	75
Frekans aralığı (Hz)		<100 - >5000	<100 - >5000
Çalışma akımı (mA)		2,1	2,0

Fitting aralığı



Orta ila çok ileri işitme kaybı, tüm
odyometrik yapılandırmalar

■ HE11 680

Kabin renkleri



P1
Kum Beji



P3
Sandal Ağacı



P4
Kestane



P5
Şampanya



P6
Gümüş Gri



P7
Grafite Gri



P8
Kadife Siyah



T7
Alp Beyazı



HO
Beji

Performans seviyeleri

	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
AutoSense OS 3.0				
Sakin ortam	•	•	•	•
Gürültüde konuşma	•	•	•	•
Gürültüde konfor	•	•	•	
Müzik	•	•		
Yüksek gürültüde konuşma	•			
Arabada konuşma	•			
Ekoda konfor	•			
Ortam konuşması + mikrofon	•	•	•	•
Ortam müziği + mikrofon	•	•	•	•
Ek programlar				
Maks. ek programlar	3	3	3	3
Ekoda konfor	•			
Yüksek gürültüde konuşma	•	•		
360° konuşma	•	•		
Gürültüde konuşma	•	•	•	•
Sakin ortam	•	•	•	•
Gürültüde konfor	•	•	•	•
Müzik	•	•	•	•
Akustik telefon	•	•	•	•
Özel program	•	•	•	•
İletim programları				
RogerDirect + mikrofon	•	•	•	•
PartnerMic + mikrofon	•	•	•	•
Telefon konuşması + mikrofon	•	•	•	•

Özellikler	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
UltraZoom	•	•	•	•
SNR-Boost	•	•	•	
DuoPhone	•	•	•	
SoundRecover2	•	•	•	•
Kullanıcı Tercih Ayarı	•	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•	
İnce ayar kanalları	20	16	12	8
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
WindBlock	•	•		
EchoBlock	•			
SoundRelax	•	•		
QuickSync	•	•	•	•
Akustik Olarak Optimize Edilmiş Vent	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•
auto Acclimatization	•	•	•	•
Çevresel denge	•	•	•	•
RogerDirect™	•	•	•	•
Roger ve yönlendirilebilir ayar	•	•	•	

Fitting

Naída M-SP
Naída M-SP Trial
M90/M70/M50/M30

Phonak Target	6,2 veya yüksek
Noahlink Wireless	•
Noahlink	•
HI-PRO, HI-PRO2	•

Akustik bağlantı

Ses çıkışı	Boynuz	Filtreli (HE11 680) veya filtresiz (HE11), transparan	
	SlimTube 4.0	Sağda ve solda ve beş farklı uzunlukta mevcuttur (00,0,1,2,3)	
SlimTube için kulaklık	Dome	Kapaklı dome	
		Açık dome	üç boyutta mevcuttur (S, M, L)
		Ventli dome	üç boyutta mevcuttur (S, M, L)
	SlimTip	Güçlü dome	üç boyutta mevcuttur (S, M, L)
		Akril	
		Silikon	
		Titanyum	
Boynuz için kulaklık	Kulak kalıbı		
	Evrensel kulaklık ucu		

Phonak Trial™

Yeni Phonak Naída M Trial işitme cihazları, önerilerinize uyacak şekilde gerekli performans seviyesine hızlı bir şekilde ayarlanabilir. Bu size, hastanıza daha ilk randevudan en uygun işitme çözümünü uygulama veya hastanızın işitme cihazının onarımı sırasında kullandırma olanağı sunar.

- 1 Rodrigues, T., & Liebe, S. (2018). AutoSense OS™ 3.0. The new & enhanced automatic operating system. Phonak Insight, 19 Şubat 2020'de erişilen www.phonakpro.com/evidence sitesinden alınmıştır.
- 2 Winneke, A., Schulte, M. & Latzel, M. (2019). The effect of spatial noise processing in hearing aids on neural correlates of listening and memory effort: an EEG study. Hazırlık aşamasındaki taslak. 2020'de başlanması beklenmektedir.
- 3 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.
- 4 Taphuntsang, D. (2017) Pazar Araştırması ID 924. Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen marketinsight@phonak.com ile iletişime geçin. 2017 tarihli Müşteri Memnuniyeti Anketine dayanmaktadır.
- 5 IP68, işitme cihazının su geçirmez ve toza dayanıklı olduğunu belirtir. IEC60529 standardı uyarınca, sürekli olarak 1 metre su derinliğinde 60 dakika boyunca ve toz odasında 8 saat boyunca dayanıklılık göstermiştir.

Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

Bu markaların Sonova AG tarafından herhangi bir şekilde kullanılması lisansa tabidir.

iOS, Cisco Technology Inc. şirketinin ticari markasıdır.

Android, Google LLC. şirketinin ticari markasıdır.

Phonak Naída Marvel Bluetooth® versiyonları

Doğrudan arama / ses aktarımı

Bluetooth® 4.2 kablosuz teknoloji ve birçok eski Bluetooth telefon

Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

Kablosuz iletişim portföyü

		Naída M-SP Naída M-SP Trial M90/M70/M50/M30
Kablosuz aksesuarlar	TV Connector	•
	Phonak PartnerMic	•
	Phonak RemoteControl	•
Roger	Roger mikrofonlar	•
Uygulama	myPhonak	•
	Phonak Guide	•
	myCall-to-Text	•

Naída Marvel hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.phonakpro.com/naidamarvel adresini ziyaret edin
Roger mikrofonlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.phonakpro.com/roger adresini ziyaret edin
Phonak uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.phonakpro.com/smartapps adresini ziyaret edin

Marvel'ı daha da harika yapan nedir?

Naída Marvel; iOS, Android veya diğer Bluetooth özellikli cihazlara doğrudan aktarım yapabilen, eller serbest arama özelliğine sahip dünyanın ilk süper güçlü BTE'sidir. Hastalarınız dahili mikrofonlarla eller serbest telefon görüşmelerinin keyfini çıkarabilir. Ayrıca telefon bildirimleri işitme cihazlarından duyulabilir. Naída ayrıca müzik, video, e-kitap, podcast ve çok daha fazlası için stereo ses kalitesinde aktarım sağlar.



Naída, herhangi bir TV ve stereo sisteminden aktarım için tescilli AirStream™ teknolojisine sahiptir. Hastalarınız, basit bir tak kullan çözümü olan TV Connector ile TV programlarının ve filmlerin keyfini çıkarabilir. Aynı kablosuz kulaklık kullanmaya benzer, hatta daha iyi bile olabilir, çünkü Marvel işitme cihazları artık aktarılan konuşma ve müzik sinyallerini ayırt edebiliyor ve otomatik olarak optimize edilmiş ses kalitesi için kendini ayarlayabiliyor.

Öne çıkan temel noktalar:

- iOS ve Android akıllı telefonlara bağlanır
- Çeşitli günlük elektronik cihazlara bağlanır
- Kablosuz stereo kulaklık gibi kullanılan işitme cihazları
- AirStream teknolojisi sayesinde ekstra uzun ses aktarım süresi

Roger™ teknolojisi gürültüde ve uzun mesafede işitme performansını artırır.³ Phonak Naída Marvel, Roger teknolojisinin harici bir alıcı bağlanması gerekmeyen doğrudan Marvel işitme cihazlarına ses aktarımı yapmasını sağlayan RogerDirect™ özelliğine sahiptir.

Öne çıkan temel noktalar:

- Marvel ve Roger, zorlu dinleme durumları için en uygun çözümdür
- Gürültüde ve uzun mesafede konuşmayı anlamayı iyileştirmek için tasarlanmıştır
- Dikkat çekmeyen ve cazip çözümler

Kesinlikle harika!

Phonak'ın yeni dijital hizmet platformu, hastalarınızın kişisel dinleme ihtiyaçlarını iyileştirmeye adanmıştır. **myPhonak app** sayesinde hastalarınız sizinle bilgi paylaşmayı seçebilirler, dinleme deneyimlerini gerçek zamanlı olarak özelleştirebilirsiniz ve gelişmiş Remote Control fonksiyonu ile hastalarınız işitme cihazı ayarlarını kendi ihtiyaçlarına göre ayarlayabilirler.

Öne çıkan temel noktalar:

- Gerçek zamanlı ses ayarı ve kişiselleştirme

Life is on

Phonak olarak hayatı tam anlamıyla yaşayabilmek için iyi işitmenin şart olduğuna inanıyoruz. 70 yılı aşkın süredir misyonumuza bağlı kalarak, insanların hayatlarını sosyal ve duygusal yönde iyileştirecek öncü işitme çözümleri geliştiriyoruz. Life is on.

www.phonakpro.com