

Stap 1 - Bestelgegevens

Centrum:

Postcode:

E-mail:

Klantreferentie:

Stap 2 - Audiogram voor AOV

LG	Links:						
	Rechts:						
		250	500	1000	2000	3000	4000
BG	Links:						
	Rechts:						

Hoe voorkom ik vertraging van mijn bestelling?

- Voeg een audiogram toe voor AOV of geef zelf een venting aan. Indien niet bijgevoegd loopt de bestelling vertraging op.
- Zorg dat alle velden zijn ingevuld. Bij onvolledig formulier loopt de bestelling vertraging op.
- Maak een goede afdruk. Tip: Gebruik [EasyView](#) [OtoBlock](#) voor een beter resultaat.

Stap 3 - Product



Virto I-Titanium

☐ L ☐ R

☐ I90 ☐ I70

TFG:

L: _____ R: _____

Links: ☐ M ☐ P ☐ SP

Rechts: ☐ M ☐ P ☐ SP



Virto I-10 NW O

☐ L ☐ R

☐ I90 ☐ I70 ☐ I50 ☐ I30

Stap 5 - Kleuren

Faceplate-kleuren

☐ 26 Beige ☐ 14 Tan* ☐ 22 Cacao ☐ 28 Bruin* ☐ 06 Zwart

Kleuren Acrylaat-schaal Virto Titanium steeds Titanium Grey

☐ 26 Beige ☐ 14 Tan ☐ 22 Cacao ☐ 28 Bruin ☐ 06 Zwart ☐ 36 Transparant Rood ☐ 37 Transparant Blauw

Stap 6 - Uitvoering

Maak standaard ☒ versie

☐

Voor keuzemogelijkheden en codes zie combinatiematrix op de achterzijde.

Formaat	Zo klein mogelijk	☒
	Eigen keuze	
Ventilatie	AOV (vul audiogram in)	☒
	AOV-O (Virto I-Titanium)	☐
	Eigen keuze	L: _____ mm R: _____ mm
Filter	Cerustop (CS)	☒
	Eigen keuze	

*Alleen Virto I-10 NW O;

Opties

Standaard opties	☒
EasyPhone & drukknop	☐
EasyPhone zonder drukknop	☐
MiniControl zonder drukknop	☐
Volumeregelaar*	☐
T-Spoel	☐
Trekkoord	Transparent (21)* ☒ Extra lang ☐
Locks*	Canal lock ☐ Helix Lock ☐ Skeleton Lock ☐

Opmerkingen: _____

Sonova Belgium NV respecteert uw persoonlijke levenssfeer en verbindt er zich toe uw gegevens confidencieel te behandelen in dit dossier.

Combinatiematrix

		Virto I-Titanium 	Virto I-10 NW O 
Shell stijl		IIC, CIC	IIC, CIC, M, C, HS, FS
Drukknop	Standaard	Geen drukknoop (PX)	Drukknoop (PM1)
	Optioneel	Drukknoop (PM1)	Geen drukknoop (PX)
Volumeregelaar	Standaard	-	Geen volumeregelaar (VCX)
	Optioneel	-	Digitale volumeregelaar (VC3)
T-Spoel	Standaard	Geen T-Spoel (TX)	Geen T-Spoel (TX)
	Optioneel	Passieve T-Spoel (TP)	Passieve T-Spoel (TP) (niet beschikbaar in combinatie met volumeregelaar)
Magnetic switch functie	Standaard	MiniControl (DT5)	EasyPhone (DT4)
	Optioneel	EasyPhone (DT6)	MiniControl (DT3) Geen magnetic switch (RX)
Wax system	Standaard	Cerustop (CS)	Cerustop (CS)
	Optioneel	-	HF3 (H3) HF4 (H4)
Trekkoordje	Standaard	Transparant trekkoordje (RF)*	Transparant trekkoordje (RF)*
	Optioneel	-	Transparant lang trekkoord (RFE)

*IIC & CIC worden standaard geproduceerd met een trekkoordje.

Titanium Informatie

Ventilatie Opties

AOV = akoestisch geoptimaliseerde ventilatie.

Phonak stelt de juiste ventilatiemassa en -stijl in met betrekking tot het audiogram / schaalgeometrie / feedbackonderdrukker en de vereiste versterking van de lage frequentie. Dit is het aanbevolen type ventilatie.

AOV-O = Akoestisch geoptimaliseerde ventilatie.

Deze specifieke ventilatie is opener en wordt aanbevolen voor nieuwe gebruikers en cliënten die gevoelig zijn voor occlusie.

Titanium FitGuide (TFG)

Meet de mogelijke insertiediepte. De Virto P Titanium wordt ontworpen in overeenstemming met de aangegeven TFG-waarde. Als de meting tussen twee cijfers valt, kies dan het kleinere cijfer.

- **Side M** - Voor toestellen met M - luidspreker
- **Side P** - Voor toestellen met P - luidspreker
- **Toestellen met een SP** - luidspreker worden ontworpen zonder FitGuide-informatie

Afdruk maken

Aanbeveling voor het maken van diepe afdrukken

- Gebruik EasyView Otoblock **1**
- Gebruik Dreve Otoform A softX 25 shore A (Ref. 2956) **2**
- Vul altijd de complete concha met afdruk materiaal **3**
- Intertragiale notch moet zichtbaar zijn op de afdruk **4**
- De afdruk moet minstens even diep zijn als de gemeten TFG **5**

