

# Phonak Audéo™ 1.

## Produktinformation

Phonak Audéo I er den omfattende RIC portefølje til mild til svær hørenedsættelse. Audéo I høreapparater, der er bygget på Phonak Infinio platformens innovative teknologi, er den rigtige løsning til de klienter, der foretrækker et fleksibelt og diskret RIC hus.



# Produktbeskrivelse



Audéo I-Sphere  
Audéo I-Sphere Trial  
I90/I70



Audéo I-R  
Audéo I-R Trial  
I90/I70/I50/I30

Batteri		indbygget genopladeligt	indbygget genopladeligt
Multi-funktionsknop		•	•
Bluetooth®		•	•
Hydrofobisk belægning		•	•
IP klassificering		IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>
Mål	L x B x D	31,9 x 14,0 x 9,5 mm	28,8 x 12,4 x 8,7 mm
	Vægt	3,0 g	2,4 g
Opladningstid <sup>2</sup>	0% til 100%	3,5 timer	3 t
	0% til 70%	2 timer	2 timer
	0% til 40%	1 time	1 time
	30 min. tilpasning	15 min.	15 min.
<b>S Receiver 6.0</b>			
Maks. Udgangseffekt (dB SPL)	2 cc kobler	112	112
Maks. gain (dB)	2 cc kobler	47	47
Frekvensområde (Hz)		<100 - 10000	<100 - 10000
<b>M Receiver 6.0</b>			
Maks. udgangseffekt (dB SPL)	2 cc kobler	114	114
Maks. gain (dB)	2 cc kobler	51	51
Frekvensområde (Hz)		<100 - 10000	<100 - 10000
<b>MAV Receiver 6.0</b>			
Maks. power output (dB SPL)	2 cc kobler	119	119
Maks. gain (dB)	2 cc kobler	50	50
Frekvensområde (Hz)		<100 - 9000	<100 - 9000
<b>P Receiver 6.0</b>			
Maks. power output (dB SPL)	2 cc kobler	122	122
Maks. gain (dB)	2 cc kobler	59	59
Frekvensområde (Hz)		<100 - 7500	<100 - 7500
<b>UP Receiver 6.0</b>			
Maks. Power output (dB SPL)	2 cc kobler	132	132
Maks. gain (dB)	2 cc kobler	71	71
Frekvensområde (Hz)		<100 - 8000	<100 - 8000

## Farver på hus



P1  
Sand  
Beige



P3  
Sandalwood



P4  
Chestnut



P5  
Champagne



P6  
Silver  
Gray



P7  
Graphite  
Gray



P8  
Velvet  
Black



1A  
Copper



8A  
Sienna  
Red



9A  
Atlantic  
Green

<sup>1</sup> IP68 betyder, at høreapparatet er vand- og støvafvisende. Det er blevet testet og tåler kontinuerlig nedsænkning i en meter ferskvand i 60 minutter og otte timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.

<sup>2</sup> Faktisk opladningstid afhænger af den resterende batterilevetid.

Bluetooth® ordmærket og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse fra Sonova AG's side sker på licens.

# Ydelsesniveauer

AutoSense OS™ 6.0	Audéo I-Sphere		Audéo I-R			
	Premium	Advanced	Premium	Advanced	Standard	Essential
Spheric tale i kraftig støj	•	•				
Tale i kraftig støj			•			
Musik	•	•	•	•		
Tale i bil	•	•	•	•	•	
Komfort i støj	•	•	•	•	•	
Tale i støj	•	•	•	•	•	•
Rolig situation	•	•	•	•	•	•
Medie: tale + mic	•	•	•	•	•	•
Medie: musik + mic	•	•	•	•	•	•
<b>Yderligere programmer</b>						
Maks. yderligere programmer	4	4	4	4	4	4
Spheric tale i kraftig støj	•	•				
Tale i kraftig støj	•	•	•	•		
Tale i 360°	•	•	•	•		
Tale i bil	•	•	•	•	•	
Tale i støj	•	•	•	•	•	•
Rolig situation	•	•	•	•	•	•
Komfort i støj	•	•	•	•	•	•
Musik	•	•	•	•	•	•
Akustisk telefon	•	•	•	•	•	•
Individuelt program	•	•	•	•	•	•
<b>Streamingprogrammer</b>						
RogerDirect + mic	•	•	•	•	•	•
PartnerMic + mic	•	•	•	•	•	•
Telefonopkald + mikrofon	•	•	•	•	•	•
<b>Funktioner</b>						
Spheric taleklarhed	•	•				
Speech Enhancer	•		•			
SpeechSensor	•	•	•			
StereoZoom 2.0	•	•	•	•		
Dynamic Noise Cancellation	•	•	•	•		
Motion Sensor Hearing	•	•	•	•	•	
RogerDirect™	•	•	•	•	•	•
Tap Control						
- Siri/Google Assistant	•	•	•	•		
- Sæt streaming på pause/genoptag	•	•	•	•		
- Acceptor/afslut telefonopkald	•	•	•	•		
SoundRelax	•	•	•	•	•	
DuoPhone	•	•	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	•	•	•
UltraZoom	•	•	•	•	•	•
Sundhedsfunktioner <sup>1</sup>	•	•	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•	•	•
Klientbaseret indstilling	•	•	•	•	•	•
Tinnitus balance	•	•	•	•	•	•
Auto Acclimatization	•	•	•	•	•	•
Niveau for omgivende lyde	•	•	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•	•	•
Finjustering af kanaler	20	20	20	20	16	12

SmartSpeech Technology

<sup>1</sup> Tilgængelig i kombination med myPhonak

# CROS kompatibilitet

	Audéo I-Sphere Audéo I-Sphere Trial	Audéo I-R Audéo I-R Trial
Phonak CROS I-R & Phonak CROS I-R Trial		•


## Tilpasning

	Audéo I-Sphere Audéo I-Sphere Trial	Audéo I-R Audéo I-R Trial
Phonak Target	10.0 eller nyere	10.0 eller nyere
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•	•

## Akustisk kobling

Længde	S Receiver	M Receiver	P Receiver	UP Receiver
Fås til venstre/højre side i fem forskellige længder (00, 0, 1, 2, 3)	•	•	•	• <sup>1</sup>
<b>Lydkuppel</b>				
Cap dome	•	•	•	
Open dome Fås i tre størrelser (S, M, L)	•	•	•	
Vented dome Fås i tre størrelser (S, M, L)	•	•	•	
Power dome Fås i tre størrelser (S, M, L)	•	•	•	
<b>SlimTip</b>				
Akryl	•	•	•	
Silikone	•	•	•	
Titanium AV				
Universal AV Fås i fire former (A, B, C, D)				
<b>cShell</b>				
Akryl	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>
Titanium	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>

### Tilpasningsområder



<sup>1</sup> Længdemulighed 00 ikke tilgængelig

# Phonak Audéo I opladningsudstyr



Phonak Charger RIC I



Phonak ChargerGo RIC I



Phonak ChargerGo RIC Sphere I

Kompatibel med Audéo I-R og Audéo I-R Trial	•	•	
Kompatibel med Audéo I-Sphere og Audéo I-Sphere Trial			•
Oplader med integreret batteri		•	•

## Phonak Audéo I Bluetooth® version

Direkte opkald/lydstreaming

Trådløs Bluetooth 5.3 teknologi og de fleste ældre Bluetooth telefoner

## Trådløs kommunikationsportefølje

	Audéo I-Sphere Audéo I-Sphere Trial 190/170	Audéo I-R Audéo I-R Trial 190/170/150/130
<b>Trådløst tilbehør</b>		
TV Connector	•	•
Phonak PartnerMic	•	•
Phonak RemoteControl	•	•
<b>Roger</b>		
Roger mikrophonportefølje	•	•
<b>Apps</b>		
myPhonak	•	•

Besøg [www.phonak.com/audeo-infinio](http://www.phonak.com/audeo-infinio) for yderligere oplysninger

Besøg [www.phonak.com/roger](http://www.phonak.com/roger) for yderligere oplysninger om Roger mikrofoner

Besøg [www.phonak.com/apps](http://www.phonak.com/apps) for yderligere oplysninger om myPhonak og myPhonak Junior



# life is on

Siden 1947 har Phonak målrettet forsøgt at forbedre livskvaliteten ved at åbne op for nye akustiske verdener. Allerede dengang da vi blev grundlagt, blev vores virksomhed drevet ud fra en klar overbevisning: Vi tror på, at god hørelse er lig med velvære og dermed er essentielt for at kunne få det fulde udbytte af livet. Rent faktisk er høresansen direkte forbundet med socialt, emotionelt, kognitivt og fysisk velvære. I dag og i fremtiden stræber vi efter at tilbyde det største udvalg af innovative høreløsninger. Og sammen med vores hørespecialister vil vi fortsat fokusere på det vigtigste: forbedre taleforståeligheden, ændre menneskers liv og have en positiv effekt på samfundet som helhed.

[phonak.com](https://phonak.com)



027-0712-08/M1.00/2024-05/MLG © 2024 Sonova AG All rights reserved