

よりよい聞こえを、
より多くの皆さまにお届けするために。


フォナックでは、障害者総合支援法に対応する製品として、
お子さま向けの「フォナック スカイ」と、
幅広い年代の方にお使いいただける
「フォナック ナイーダ」の補聴器をご用意しています。

■障害者総合支援法により、聴覚障害程度等級のいずれかに該当した場合は、
補聴器購入の援助が受けられます。

[聴覚障害程度等級表] 身体障害者福祉法 抜粋

| 級別 | 聴覚障害 |
|----|---|
| 2級 | 両耳の聴カレベルがそれぞれ 100デシベル以上のもの(両耳全ろう) |
| 3級 | 両耳の聴カレベルが 90デシベル以上のもの (耳介に接しなければ 大声語を理解し得ないもの) |
| 4級 | 1. 両耳の聴カレベルが 80デシベル以上のもの (耳介に接しなければ話声語を 理解し得ないもの) 2. 両耳による普通話声の 最良の語音明瞭度が 50パーセント以下のもの |
| 6級 | 1. 両耳の聴カレベルが 70デシベル以上のもの (40センチメートル以上の 距離で発声された 会話を理解し得ないもの) 2. 一側耳の聴カレベルが 90デシベル以上、 他側耳の聴カレベルが 50デシベル以上のもの |

[聴カレベルと音の大きさの目安]



life is on

フォナックは1947年以来、新しい音響の世界を切り開き、人々の人生を豊かにする取り組みに情熱を傾けてきました。私たちは「良い聞こえは、健康で充実したしあわせな毎日に欠かせないものである」と考えています。

現在もそしてこれからも、聴覚専門家とともに「ことばの理解を高めること」、「人々の暮らしを豊かにすること」そして「社会全体により良い効果をもたらすこと」を大切に、革新的な聞こえのソリューションを幅広くご提供できるような力を注いでまいります。

製造販売業:ソノヴァ・ジャパン株式会社
〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル
法人のお客様窓口 TEL:0120-04-4079
個人のお客様窓口 TEL:0120-06-4079
(受付時間:月~金 9:00~17:30 土日祝休み)
FAX:0120-23-4080
許可番号 [13B2X10021]

フォナックの最新情報はSNSでチェック!

X Instagram

フォナック製品のご相談・ご用命は…

6月6日は補聴器の日

※補聴器は、個々の難聴や「聞こえ」の程度に合わせて調整(フィッティング)することが必要です。補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、着用者の「聞こえ」の状態によっては、その効果が異なる場合があります。
●本カタログ掲載の各製品の仕様は予告なく変更される場合があります。●本カタログ掲載の写真は日本仕様と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

UD Font Universal Design このカタログは、モリサワ BIZ UDフォントを使用しています。UD(ユニバーサルデザイン)とは、年齢・性別や、障害の有無に関係なくあらゆる人が商品・サービス・住居・施設を快適に利用できるよう配慮されたデザインのことです。モリサワ BIZ UDフォントは、ユニバーサルデザインの視点で作られた文字フォントです。

本カタログの内容は2024年5月現在のものです。



A Sonova brand

2024.5

障害者総合支援法カタログ

フォナック補聴器

みんなの「聞きたい」を、叶えたい。



202404SD-35000

障害者総合支援法対応 | フォナック補聴器

小児用 フォナック スカイ L30 [12ch]

フォナックのお子さま向けモデル「スカイ」。
 こどもたちの生活シーンに適した、
 高度な機能が詰まっています。

- パソコンやタブレット、スマートフォン、GIGA端末など、多くのデジタルデバイスとつながり、学びをサポートする「Bluetooth®対応」。
- 外部受信機が不要で、ロジャー マイクロホンの音声を直接受信できる「ロジャーダイレクト」を搭載*1。
- 「オートセンス スカイ OS」で、変わりつづける周囲の音環境を自動的に認識。
- 携帯電話が補聴器用のリモコンになる小児専用アプリ、「マイフォナック ジュニア アプリ」対応。



| 性能一覧 (JIS C 5512:2015) | 最大出力音圧レベル | | 最大音響利得 HFA-FOG (±5dB) | 誘導コイル感度 HFA-MASL (±6dB) | 使用電池 | 電池寿命(時間) |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|----------|
| | HFA-OSPL90 (±4dB) | 最大 OSPL90 (+3dB以下) | | | | |
| スカイ L30-UP*3 | 131 | 141 | 68 | 91 | PR44(675) | 110~190 |
| スカイ L30-SP*2 | 127 | 133 | 64 | 93 | PR48(13) | 65~100 |

※JIS C 5512:2000の密閉型疑似耳により測定した最大出力音圧レベルピーク値は以下のとおりです(総合支援法用参考データ)。
 L30-SP:139 dB SPL以下(ダンパー入りフック使用時)、L30-UP:145 dB SPL以下(ダンパーなしフック使用時)

販売名:フォナック スカイ ルミティ 管理医療機器認証番号:305ABBZX00028000

フォナック スカイ L30 カラーバリエーション



フォナック スカイ Lは、イヤフックのカラーも選べます。

成人用 フォナック ナイダ L30 [12ch]

フォナックのパワータイプ補聴器の元祖「ナイダ」。
 高度・重度難聴の方に
 愛用されつづけるモデルです。

- 聞き取りづらい高音域の音を、聞き取りやすく。
- 不快なハウリング音(ピーピー音)を効率よく抑制。
- Bluetooth®接続機能によりスマートフォンやデジタルデバイスとの接続性が向上し、ハンズフリー通話などが可能に。
- 外部受信機が不要で、ロジャーマイクロホンの音声を直接受信できる「ロジャーダイレクト」を搭載*1。



| 性能一覧 (JIS C 5512:2015) | 最大出力音圧レベル | | 最大音響利得 HFA-FOG (±5dB) | 誘導コイル感度 HFA-MASL (±6dB) | 使用電池 | 電池寿命(時間) |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|----------|
| | HFA-OSPL90 (±4dB) | 最大 OSPL90 (+3dB以下) | | | | |
| ナイダ L30-UP*3 | 131 | 141 | 68 | 91 | PR44(675) | 110~190 |
| ナイダ L30-SP*2 | 127 | 133 | 64 | 93 | PR48(13) | 65~100 |

※JIS C 5512:2000の密閉型疑似耳により測定した最大出力音圧レベルピーク値は以下のとおりです(総合支援法用参考データ)。
 L30-SP:139 dB SPL以下(ダンパー入りフック使用時)、L30-UP:145 dB SPL以下(ダンパーなしフック使用時)

販売名:フォナック ナイダ ルミティ 管理医療機器認証番号:305ABBZX00026000

フォナック ナイダ L30 カラーバリエーション



- *1:ロジャーダイレクト機能を利用するには、ロジャー受信機の機能を補聴器にインストールする必要があります(有償)。
- *2:JIS C 5512:2015の2cm³カブラによりダンパー入りフックを使用して測定・表示してあります。
- *3:JIS C 5512:2015の2cm³カブラによりダンパーなしフックを使用して測定・表示してあります。
- 防水・防塵性能は、完全防水とは異なります。●電池寿命は使用状況により異なります。●フォナックの補聴器はデジタル補聴器です。

障害者総合支援法に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(抜粋)

■ 購入基準価格表 平成18年9月29日 厚生労働省告示第528号 改正 令和6年3月29日 こども家庭庁・厚生労働省告示第6号

| 補聴器 | | ワイヤレス補聴援助システム | |
|-----------|---------|---------------|----------|
| 名称 | 価格 | 名称 | 価格 |
| 高度難聴用耳かけ型 | 46,400円 | 受信機交換 | 97,300円 |
| 重度難聴用耳かけ型 | 71,200円 | ワイヤレスマイク交換 | 135,400円 |

※障害者総合支援法対応製品の支給を受けるには、まずはお住まいの市区町村の担当窓口にご相談ください。

roger デジタルワイヤレス補聴援助システム「ロジャー」

ロジャーは話し手が使用する「送信機(ワイヤレスマイクロホン)」と、聞き手が使用する「受信機」、教室や会議室などに置く「線音源スピーカー」で構成されるシステムです。ワイヤレスマイクで拾った音声をデジタル無線方式で送信するので、補聴器や人工内耳だけでは言葉の聞き取りが難しい環境でも、よりクリアな「聞こえ」をサポートします。



※詳しい情報につきましては「フォナック補聴器 総合カタログ」をご参照ください。

■ フォナック製品対応表

| 補聴器 | 障害者総合支援法 | 成人 | | 小児 | |
|---------------------|----------|--------|------------|------------|--------------------------|
| | | 重度～高度用 | ナイダ L30-UP | ナイダ L30-SP | スカイ L30-UP |
| 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成制度 | | | | | スカイ L30-PR* スカイ L30-M |

| 補聴システム | 障害者総合支援法 | 成人～小児 | |
|--------|----------|---------------------------------|---|
| | | 送信機 | ロジャー タッチスクリーン マイク / ロジャー バスアラウンド マイク / ロジャー セレクト / ロジャー オン / ロジャー セレクト iN / ロジャー テーブルマイク II |
| | | 補聴器専用受信機(ユニバーサルタイプ) | ロジャーエックス |
| | その他受信機 | ロジャーネックループ ※スカイ L30-PRは対応してません。 | |

軽度・中等度難聴児支援

身体障害者手帳の交付対象にならない軽度・中等度の難聴児に対して、学校での学習や生活を円滑に行うための援助の一環として、各自治体で独自の支援を行っております。

※支援内容に関しましてはお住まいの自治体にお問い合わせください。

フォナックは軽度・中等度難聴児の補聴器購入費助成制度を応援します。

自治体の支援に該当する場合、以下の製品をご用意しております。

- 【軽度～中等度用】 ・スカイ L30-M
- ・スカイ L30-PR*

【充電器】フォナック チャージャー Combi BTE 2 12,650円(税込)

*スカイ L30-PRには別途充電器が必要です。

