

## ● カラーバリエーション



\*1:テラ+のみとなります。※印刷の都合上、実物の色味とは異なって見える場合があります。

製品名	最大音響利得 (50dB入力)		90dB入力最大出力 音圧レベル		誘導コイル感度 HFA MASL (± 6dB以内)	使用電池	期待動作時間/ 電池寿命(時間)	
	最大値(ピーク値) (+ 3dB以下)	HFA-FOG (± 5dB以内)	最大OSPL90 (+ 3dB以下)	HFA-OSPL90 (± 4dB以内)				
フォナック テラ/テラ+ (耳かけ型 RICタイプ)	RIC-312 S	47	40	111	106	—	PR41(312)	60~85
	RIC-312 M	51	46	114	111	—	PR41(312)	60~85
	RIC-312 P	59	56	122	120	—	PR41(312)	60~85
	RIC-312 UP	71	65	132	124	—	PR41(312)	60~85
フォナック テラ/テラ+(耳かけ型 標準タイプ)	BTE-M*1	63	55	128	121	80	PR41(312)	55~80
フォナック テラ/テラ+ (耳かけ型 パワータイプ)	BTE-SP*1	75	65	133	127	93	PR48(13)	60~100
	BTE-UP*2	84	68	141	131	91	PR44(675)	110~190

\*1:ダンパー入りフック使用時。\*2:ダンパーなしフック使用時。  
●本データはJIS C 5512:2015の2mカプラにより測定、表示してあります。●フィッティングソフトウェアは、Phonak Target 9.1以上をご使用ください。

フォナック保証制度

修理サポート：2年間無償

## life is on.

フォナックは1947年以来、新しい音響の世界を切り開き、人々の人生を豊かにする取り組みに情熱を傾けてきました。私たちは「良い聞こえは、健康で充実したしあわせ毎日に欠かせないものである」と考えています。現在もそしてこれからも、聴覚専門家とともに「ことばの理解を高めること」、「人々の暮らしを豊かにすること」そして「社会全体により良い効果をもたらすこと」を大切に、革新的な聞こえのソリューションを幅広くご提供できるような力を注いでまいります。

製造販売業：ソノヴァ・ジャパン株式会社  
〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8  
天王洲パークサイドビル  
フォナック カスタマーサービス  
法人のお客様窓口 TEL:0120-04-4079  
個人のお客様窓口 TEL:0120-06-4079  
(受付時間:月~金 9:00~17:30 土日祝休み)  
FAX:0120-23-4080  
許可番号 13B2X10021

フォナック製品のご相談・ご用命は…



フォナックの最新情報はSNSでチェック!



※補聴器は、個々の難聴や「聞こえ」の程度に合わせて調整(フィッティング)することが必要です。

※補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。  
しかし、装着者の「聞こえ」の状態によっては、その効果が異なる場合があります。

●本カタログ掲載の各製品の仕様は予告なく変更される場合があります。  
●本カタログ掲載の写真は日本仕様と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。



UD FONT  
by MORISAWA

ユニバーサルデザイン(UD)の考え方にに基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

本カタログの内容は2024年5月現在のものです。

sonova  
HEAR THE WORLD



028-2662-17

2024065-30000

PHONAK  
life is on

A Sonova brand

## フォナック テラ/テラ+.

高品質な聞こえを  
お求めやすく。



# 必要な機能を厳選し、 お求めやすい価格を実現した、 フォナック テラ シリーズ。

ベーシックな機能を搭載した「テラ」と  
ワイヤレスアクセサリやアプリも活用できる  
「テラ<sup>プラス</sup>」の2ラインを取り揃えています。



## 高品質のサウンド

定評のあるフォナックの音質をテラ シリーズでも実現。  
さまざまな環境に合わせた音が補聴器まかせて  
自動的に設定されるので、どんなシーンでもラクに  
"いい音"をお楽しみいただけます。



## iPhoneもAndroid™もつながる

iOS、Android™、フィーチャー・フォンを含む  
Bluetooth®対応の携帯電話などと簡単接続\*。  
通話時に補聴器のマイクが声を拾うので  
ハンズフリーで会話ができるほか、  
補聴器を通した音楽鑑賞や動画視聴も可能です。  
\*:接続状況や携帯電話のBluetooth®のバージョンによって接続できない場合がございます。



## マイフォナック アプリとペアリング\*

アプリをダウンロードすると携帯電話が補聴器用の  
リモコンになるので、音量調節やご自身の好み  
にあわせてカスタマイズすることが可能です。  
さらに、専門家の調整をリモートで受けることもできます。

\*:テラ+のみ  
\*リモートサポートによる対応や費用は販売店によって異なりますので、  
詳しくは販売店にお問い合わせください。一部対応していない販売店もございます。



BluetoothはBluetooth SIG, Inc. の商標です。iPhone, iPad, iPod touchは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。  
Android™(アンドロイド)はGoogle LLCの商標です。

## ●全4タイプ テラ/テラ+共通



	RIC-312	BTE-M	BTE-SP	BTE-UP
	小さなRICタイプ	操作しやすい標準タイプ	高度難聴者向けタイプ	重度難聴者向けタイプ
使用電池	PR41 (312)	PR41 (312)	PR48 (13)	PR44 (675)
電池寿命	60~85時間	55~80時間	60~100時間	110~190時間

## ●機能

	テラ+	テラ
Bluetooth® ストリーミング	●	●
マイフォナック アプリとの互換性	●	
フォナック製ワイヤレスアクセサリとの互換性	●	
Tコイル	●*1	●*1
ハンズフリー通話	●	●
オートセンス OS 5.0	●	●
サウンドリカパー2	●	
サウンドリカパー	●	●
ウルトラズーム	●	●
ノイズブロック	●	●
ソフトノイズリダクション	●	●
ホイッスルブロック	●	●

\*1:RIC-312 ではご利用いただけません

テラ [8ch]	テラ+ [10ch]
片耳 127,000 円*	片耳 139,000 円*

テレビコネクターD  
とつなげれば  
テレビの音声が  
補聴器に届きます\*

\*:テラ+のみ



\*:テラ RIC-312, テラ+ RIC-312のUPIにはSPシェルが必要です。S、M、Pの場合、SPシェルはオプションで選択が可能です(いずれも別途、代金がかかります。補聴器と同時購入の場合、アクリルシェルは10,500円(非課税)、チタンシェルは14,175円(非課税)、別購入の場合はレシーバ代金を含めアクリルシェルは23,100円(税込)、チタンシェルは27,148円(税込))。  
●補聴器は両耳装用をおすすめします。●防塵・防水性能は、完全防水とは異なります。●電池寿命は使用状況により異なります。●補聴器は非課税です。  
販売名:フォナック テラ 管理医療機器認証番号:306ALBZX00008000