

報道関係者各位

2025年1月14日
ソノヴァ・ジャパン株式会社

きこえの新次元を切り拓く「インフィニオ」補聴器シリーズ新発売 世界初*のサウンドプロセッシング専用AI搭載で、きこえの可能性を解き放つ。

聴覚機器及びワイヤレス通信機器の世界的リーディングカンパニーとして躍進を続けるソノヴァ社（グループ本社・スイス連邦）の日本法人ソノヴァ・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区西五反田、代表取締役社長：眞鍋 幸）は、補聴器ブランド「フォナック」から、新プラットフォーム「インフィニオ」を搭載した補聴器「オーディオ インフィニオ スフィア」を2025年1月15日に発売します。



聞こえに課題のある方にとって困難な、騒音下におけることばの理解。このたび、この障壁に対する革新的なソリューションが誕生しました。世界初*のサウンドプロセッシング専用AIを搭載した新製品「オーディオ インフィニオ スフィア」は、ことばと雑音を切り離すことで、どの方向から聞こえる声も透き通ったクリアなことばとして届けます。

発売に先立ち新製品を体験した全国の補聴器専門家からは、雑音の中に浮かび上がるクリアな「声」や全方位から聞こえる音の明瞭性に、「今までとは違う」、「本当に快適」、「お客様に早急に試していただきたい」等、大きな期待と感嘆の声が挙がっています。

オーディオ インフィニオ スフィアで初めて出会う、こんなにも透き通ったことば

「オーディオ インフィニオ スフィア」は、パワフルで圧倒的に早い反応性をもたらす ERA™チップに加え、マイクに入力された音をサウンドプロセッシングする DEEPSONIC™チップの2つのチップを搭載したことにより、圧倒的な高性能を誇ります。



<報道関係の方からのお問合せ先>

ソノヴァ・ジャパン株式会社 マーケティング部 lifeison.jp@phonak.com

● **進化したメインチップ ERA™**

パワフルで高速な ERA™チップにより、卓越したサウンドクオリティとユニバーサル・コネクティビティを実現しました。

● **サウンドクオリティ**

世界中のクリニックから集めたフィッティングデータを AI で解析して耳せんを提案します。加えて、フィッティング処方方式も人がヘッドフォンで好む音質の指標であるハーマンカーブを参照し、アダプティブ・フォナック・デジタル 3.0 として進化。補聴器を着けた瞬間から卓越したサウンドクオリティを提供します。また、オートセンス OS 6.0（自動環境適応プログラム）により、周囲の音環境を 1 秒間に 700 回スキャンし、その場で最適な音の設定が自動的に選択されます。さらに、フォナック スマートスピーチ テクノロジーと連動することで、ユーザーの聞こえに合わせた最適な聞こえが提供されます。

● **コネクティビティ**


進化したメインチップ ERA™により、最大 6 倍^{*1}の送信パワーを実現。通信距離がルミティの最大 2 倍^{*1}に拡大するため、従来以上に途切れない安定したハンズフリー通話が可能です。

さらに iOS、Android™をはじめ、ほぼすべての Bluetooth®対応機器とつながるユニバーサル・コネクティビティ仕様なので、使い勝手に優れた強力な接続性を叶えています。



● **世界初*の DNN 新チップ、DEEPSONIC™**

補聴器テクノロジーでは初となる、サウンドプロセッシング専用のディープ・ニューラル・ネットワーク（DNN）による DEEPSONIC™チップ。この革新的チップの AI 処理により、非常に騒がしい環境下でも瞬時に「ことば」と「雑音」を分離し、雑音を除去することで全方位から今までにない“透き通ったことばの聞こえ”を実現。ユーザーはより話に集中でき、話す人数に関係なく、あらゆる方向からのことばも聞き取れるようになります。



Before

雑音だらけの音声



コンコン カンカン
こんにちは
ザワザワ トコトコ

処理中

DEEPSONIC™で
瞬時に処理され
ことばと雑音を分離し、



コンコン カンカン
こんにちは
ザワザワ トコトコ

After

透き通ったことばのみを
耳に届けます。



コンコン カンカン
こんにちは
ザワザワ トコトコ

● **IP68 を超える防水性・防汗性**

10,000 時間を性能テストに費やし、プラズマコーティングによる撥水性、パリレンコーティングによる保護、密閉保護された充電電池、水が浸入しにくい 4 つのマイク開口部により、IP68 を超えるウォーターブロック機能を実現しました。水や汗に断然強いいため、海やプールでのアクティビティによる水濡れやスポーツ中の発汗にも安心して使用を続けられます。



● **製品概要**

- 販売名 : フォナック オーデオ インフィニオ (管理医療機器認証番号 : 306ALBZX00017000)
- タイプ名 : フォナック オーデオ トスフィア
- 販売開始時期 : 2025 年 1 月 15 日
- 期待動作時間 : 18 時間 (フル充電時、使用状況によって異なります)
- 適応聴力 : 軽度・中等度・高度・重度
- 防塵・防水性能 : IP68
- カラー : 全 10 色展開予定



※サンドベージュ、シャンパン、シルバーグレー、グラファイトグレー以外は後日発売予定

価格

クラス	チャンネル数	補聴器(非課税)	充電器(税込)	合計
190(プレミアム)	20ch	片耳 710,000 円	33,000 円	743,000 円
170(アドバンス)	20ch	片耳 512,000 円	33,000 円	545,000 円

- ・補聴器は両耳装用をおすすめします。
- ・防塵・防水性能は、完全防水とは異なります。
- ・補聴器は非課税です。
- ・別途 SP シェルが必要な場合があります (別料金)。

*2024 年 8 月時点 (ソノヴァ社調べ、補聴器メーカーとして)

*1 ルミティとの比較

● **フォナックについて**

スイス・ステファに拠点を置くソノヴァグループのフォナックは 1947 年に設立され、補聴器、ワイヤレス機器を開発しています。身体的、社会的、感情的に人々の人生を豊かにすることを目指して開発された多彩な製品は、世界 100 カ国以上で愛用されています。フォナックでは 75 年以上にわたり、聴覚に特化した専門技術と聴覚ケア専門家との強い協力関係の下、人々のゆたかな聞こえをサポートしてきました。これからも、聴覚分野のリーディングカンパニーとして、難聴者のよりゆたかな聞こえ、しあわせな人生の実現のためにイノベーションを続けてまいります。

< 報道関係の方からのお問合せ先 >

ソノヴァ・ジャパン株式会社 マーケティング部 lifeison.jp@phonak.com

【ソノヴァ・ジャパン株式会社とは】

代表者 : 眞鍋 幸
所在地 : 〒141-0031 東京都品川区西五反田 5-2-4
従業員数 : 500 名未満
新製品特設ページ : <https://www.phonak-brand.com/>
SNS : Instagram https://www.instagram.com/phonak_japan/
X https://x.com/swiss_phonak
HP : <https://www.phonak.com/jp/ja>
公式ブログ : <https://www.kikoeblog.jp/>

本リリースに関するお問い合わせ先

ソノヴァ・ジャパン株式会社 マーケティング部 lifeison.jp@phonak.com