

Target接続インターフェース互換性表(インフィニオ/ルミティ/テラ/テラ+)

器種名	ケーブル	接続器	ケーブルタイプ
インフィニオ オーディオトスフィア オーディオ I-R クロス I-R	不可	 Noahlink Wireless Noahlink Wireless 2	 ① CS44-A用
ルミティ オーディオ L-R オーディオ L-RL オーディオ L-312 スリム L-R ナイーダ L-PR スカイ L-M スカイ L-PR クロス L-R	不可	 Noahlink Wireless Noahlink Wireless 2	
ナイーダ L-SP ナイーダ L-UP スカイ L-SP スカイ L-UP	①	 HI-PRO 2  NOAHlink  Noahlink Wireless Noahlink Wireless 2	
テラ テラ RIC-312 テラ BTE-M テラ+ RIC-312 テラ+ BTE-M	不可	 Noahlink Wireless Noahlink Wireless 2	
テラ+ テラ BTE-SP テラ BTE-UP テラ+ BTE-SP テラ+ BTE-UP	①	 HI-PRO 2  NOAHlink  Noahlink Wireless Noahlink Wireless 2	









Target接続インターフェース互換性表(パラダイス/マーベル)

器種名	ケーブル	接続器	ケーブルタイプ	
オーディオ P-R オーディオ P-RL オーディオ P-312 ナイダ P-PR クロス P-R	不可	 Noahlink Wireless Noahlink Wireless 2		
パラ ダイ ス	パート P-チタン	 HI-PRO 2 NOAHlink	① CS44-A用	
	パート P-10 NW O			
	パート P-312 NW O	③		
	クロス P-13	①		
オーディオ P-13T				
ナイダ P-UP	③	HI-PRO 2 NOAHlink Noahlink Wireless Noahlink Wireless 2		
パート P-312				
マ ー ベ ル	ボレロ M-PR ボレロ M-M オーディオ M-R オーディオ M-312 スカイ M-PR スカイ M-M	不可	 Noahlink Wireless Noahlink Wireless 2	② nano用
	パート M-チタン	②	 HI-PRO 2 NOAHlink	
	パート M-10 NW O			
	パート M-312 NW O	③	③ PR41(312)用	
	オーディオ M-312T	①		
	オーディオ M-13T			
	ナイダ M-SP			
スカイ M-SP	③	HI-PRO 2 NOAHlink Noahlink Wireless Noahlink Wireless 2		
パート M-312				

Target接続インターフェース互換性表(ピロング/ヴィータス/ヴィータス+)

器種名	ケーブル	接続器	ケーブルタイプ
オーディオ B-ダイレクト	不可	 Noahlink Wireless Noahlink Wireless 2	
ボレロ B-PR オーディオ B-R ナイーダ B-R RIC クロス B-R	不可	 iCube II	① CS44-A用
ボレロ B-M ボレロ B-P ボレロ B-SP オーディオ B-312 オーディオ B-312T オーディオ B-13 ナイーダ B-SP ナイーダ B-UP スカイ B-P スカイ B-SP スカイ B-UP スカイ B-RIC クロス B-312 クロス B-13	①	 HI-PRO 2  NOAHlink  iCube II	 ② nano用
パート B-10 O パート B-10	②		 ③ PR41(312)用
パート B-312 クロス B-312 カスタム	③		
パート B-13 クロス B-13 カスタム	④		
パート B-チタン パート B-10 NW O パート B-312 NW O	② ③	 HI-PRO 2  NOAHlink	
ヴィータス+ BTE-micro BTE-P BTE-UP RIC-312T	①	 HI-PRO 2  NOAHlink  iCube II	 ④ PR48(13)用
ITE-312 ITE-13	③ ④		
ITE-10 NW O	②	 HI-PRO 2  NOAHlink	
ヴィータス BTE-micro BTE-P BTE-UP	①	 HI-PRO 2  NOAHlink	




Target接続インターフェース互換性表(ベンチャー/クエスト)

器種名	ケーブル	接続器	ケーブルタイプ
ベンチャー ボレロ V-M ボレロ V-P ボレロ V-SP オーディオ V-312 オーディオ V-312T オーディオ V-13 ナイーダ V-SP ナイーダ V-UP ナイーダ V-RIC スカイ V-P スカイ V-SP スカイ V-UP スカイ V-RIC クロス II -312 クロス II -13	①	 HI-PRO 2 NOAHlink iCube II	 ① CS44-A用
パート V-10 O パート V-10	②		 ② nano用
パート V-312 クロス II -312 カスタム	③		
パート V-13 クロス II -13 カスタム	④		
パート V-nano パート V-10 NW O	②	 HI-PRO 2 NOAHlink	
クエスト ボレロ Q-M312 ボレロ Q-M13 ボレロ Q-P ボレロ Q-SP オーディオ Q-312 オーディオ Q-312T ナイーダ Q-SP ナイーダ Q-UP ナイーダ Q-RIC	①	 HI-PRO 2 NOAHlink iCube II	 ③ PR41(312)用
パート Q-312	③		
パート Q-13	④		
オーディオ Q-10 バセオ Q15-M バセオ Q15-P バセオ Q15-SP クロス クロス H2O	①		
パート Q-nano パート Q-10 NW O タオ Q15-10 NW O	②	 HI-PRO 2 NOAHlink	 ④ PR48(13)用
パート Q-312 NW タオ Q15-312 NW クロス 312	③		
タオ Q15-13 NW クロス 13	④		

Target接続インターフェース互換性表(スパイス1/2)

器種名	ケーブル	接続器	ケーブルタイプ
アンブラ microM アンブラ microP アンブラ SP アンブラ M H2O ソラナ microM ソラナ microP ソラナ SP ソラナ M H2O カッシーア microM カッシーア microP カッシーア SP カッシーア M H2O	①	 HI-PRO 2 NOAHlink iCube II	 ① CS44-A用
アンブラ 312 アンブラ 312 UZ ソラナ 312 ソラナ 312 UZ カッシーア 312 カッシーア 312 UZ	③		 ③ PR41(312)用
アンブラ 13 UZ ソラナ 13 UZ カッシーア 13 UZ	④		 ④ PR48(13)用
ダリア microM ダリア microP ダリア SP ダリア M H2O	①		 ④ PR48(13)用
アンブラ nano アンブラ 10 Petite ソラナ nano ソラナ 10 Petite カッシーア nano カッシーア 10 Petite ダリア 10 Petite	⑤	 HI-PRO 2 NOAHlink	 ④ PR48(13)用
アンブラ 312 Petite アンブラ 312 UZ Petite ソラナ 312 Petite ソラナ 312 UZ Petite カッシーア 312 Petite カッシーア 312 UZ Petite ダリア 312 UZ Petite	③		 ⑤ PR536(10)用
ダリア 13 UZ Petite	④		

Target接続インターフェース互換性表(スパイス2/2)

器種名	ケーブル	接続器	ケーブルタイプ
オーデオ S SMART IX オーデオ S SMART V オーデオ S SMART III オーデオ S YES IX オーデオ S YES V オーデオ S YES III ナイダ S SP IX ナイダ S SP V ナイダ S SP III ナイダ S UP IX ナイダ S UP V ナイダ S UP III ナイダ S CRT IX ナイダ S CRT V ナイダ S CRT III ニオス S H20 V ニオス S H20 III	①	 HI-PRO 2 NOAHlink iCube II	 ① CS44-A用
オーデオ S MINI IX オーデオ S MINI V オーデオ S MINI III オーデオ S SMART I ナイダ S SP I ナイダ S UP I クロス クロス H20 クロス 312 クロス 13	①	 HI-PRO 2 NOAHlink	