

フォナック 歴代充電器互換性表

2025年1月

	フォナック チャージャー Go スフィア	フォナック チャージャー Combi BTE 2	フォナック チャージャーケース Combi 2	フォナック スリム チャージャー	フォナック チャージャー Ease	チャージャーケース Go	ライフ チャージャー	チャージ アンド ケア	チャージャー BTE RIC	フォナック チャージャー Combi BTE	チャージャーケース Combi	ミニチャージャー ケース	チャージャーケース RIC	チャージャーケース BTE	ミニチャージャー RIC	ミニチャージャー BTE
販売状況 (販売終了日)	販売中	販売中	2024年10月31日	販売中	販売中	販売中	販売中	2024年10月31日	販売中	2023年12月25日	2023年12月19日	2022年2月28日	2019年5月31日	2019年5月31日	2020年3月31日	2020年3月31日
外観																
品番	075-0057-10	075-0065-10	075-0063-10	075-3024-10	075-0080-10	075-3017-10	075-3023-10	075-0041-10	075-3016-10	075-0062-10	075-0040	075-3015-10	075-0111	075-0113	075-0012	075-0014
ケーブル端子	USB-C	USB-microB	USB-microB	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-microB	USB-C	USB-microB	USB-microB	USB-C	USB-microB	USB-microB	USB-microB	USB-microB
蓄電機能	●	パワーバック対応	パワーバック対応			●				パワーバック対応	パワーバック対応		パワーバック対応	パワーバック対応		
インフィニオ	トスフィア	●														
ルミティ	スリム L-R			●												
	オーディオ L-RL					●	●									
	オーディオ L-R				●											
	ナイーダ L-PR	●							●	●						
	スカイ L-PR	●							●	●						
	クロス L-R				●											
パラダイス	オーディオ P-RL					●	●									
	オーディオ P-R		●					●	●		●	●				
	ナイーダ P-PR	●							●	●						
	クロス P-R		●					●	●		●	●				
マーベル	ポレロ M-PR	●							●	●						
	オーディオ M-R		●					●	●		●	●				
	スカイ M-PR	●							●	●						
ピロング	ポレロ B-PR		●								●			●		●
	オーディオ B-R		●								●		●		●	
	ナイーダ B-R RIC		●								●		●		●	
	クロス B-R		●								●		●		●	
ロジャー	フォーカス II	●							●	●						

充電器挿入時のお知らせLED ランプの表示 (ピロングシリーズを除く)

赤点滅 ●●●	オレンジ点滅 ●●●	緑点滅 ●●●	緑点灯 —
充電状態 0～10%	充電状態 11～80%	充電状態 81～99%	充電状態 100%

ピロングシリーズのお知らせLED ランプの表示

緑点滅 ●●●	緑点灯 —
充電中 0～99%	充電完了 100%