



：枠はTarget9.1.0掲載分です。

NO.	英語表記	器種	フック	チューブ
1	Claro	クラロ	HE4 330※	
2	Classica	クラシカ AGC	HE3 680※	
3	Classica	クラシカ 220	HE3※	
4	Aero	アエロ 211	HE5 1000※	
5	Aero	アエロ 311	HE2 680※	
6	Supero	スーペロ	HE3 680※	
7	Perseo	ペルセオ	HE4 1000※	
8	MAXX	マックス 211 (理研：マークス)	HE2 1000※	
9	MAXX	マックス 311 (理研：マークス)	HE2 680※	
10	MAXX	パワーマックス 411 (理研：マークス)	HE2 680※	
11	Valeo	ミニヴァレオ 101AZ	HE7	
12	Valeo	ヴァレオ 211	HE5 1000※	
13	Valeo	ヴァレオ 311	HE2 680※	
14	Savia	サヴィア	HE7 680	
15	Savia	マイクロ サヴィア100dAZ		マイクロチューブ
16	Eleva	エレヴァ	HE7 680	
17	Eleva	マイクロ エレヴァ100dAZ		マイクロチューブ
18	Extra	エクストラ	HE7 680	
19	Extra	マイクロ エクストラ 100AZ		マイクロチューブ
20	micro Power	マイクロパワー		マイクロチューブ
21	Solo T+	ソロT+	HE2 680※	
22	Savia Art	サヴィアアート	HE7 680	
23	Savia Art	マイクロサヴィアアート		マイクロチューブ
24	Una	ウナ	HE7 680	
25	Naida	ナイーダ	HE7 680	
26	Exelia	エクセリア	HE7 680	
27	Exelia	エクセリアマイクロ	HE9 680※	マイクロチューブ
28	Certena	セルティナ	HE7 680	スリムチューブ
29	Certena	セルティナマイクロ	HE9 680※	マイクロチューブ
30	Versata	ベルサータ	HE7 680	スリムチューブ
31	Versata	ベルサータマイクロ	HE9 680※	マイクロチューブ
32	Exelia Art	エクセリアアート	HE7 680	スリムチューブ
33	Exelia Art	エクセリアアートマイクロ	HE9 680※	マイクロチューブ
34	OK!Plus	オーケープラス	HE7	



：枠はTarget9.1.0掲載分です。

NO.	英語表記	器種	フック	チューブ
35	Milo	ミロ	HE7	
36	Milo	ミロプラスマイクロ (理研：シーラ)	HE9 680※	マイクロチューブ
37	Certena Art	セルティナアート	HE7 680	
38	Certena Art	セルティナアート マイクロ	HE9 680※	マイクロチューブ
39	Versata Art	ベルサータアート	HE7 680	
40	Versata Art	ベルサータアート マイクロ	HE9 680※	マイクロチューブ
41	Naida S	ナイーダ S	HE7 680	
42	Ambra	アンブラ	HE10 680	スリムチューブα
43	Solana	ソラナ	HE10 680	スリムチューブα
44	Cassia	カッシーア	HE10 680	スリムチューブα
45	Dalia	ダリア	HE10 680	スリムチューブα
46	Nios S H2O	ニオス S H2O	HE10 680 (ミニ)	スリムチューブα
47	Naida Q	ナイーダ Q	HE7 680	
48	Bolero Q	ボレロ Q	HE10 680	スリムチューブα
49	Baseo Q	バセオ Q	HE7 680	スリムチューブα
50	Bolero V	ボレロ V	HE10 680	スリムチューブα
51	Naida V	ナイーダ V	HE11 680	
52	Sky V	スカイ V M/P	HE10 680	スリムチューブα
53	Sky V	スカイ V SP/UP	HE11 680	
54	Bolero B	ボレロ B	HE10 680	スリムチューブα
55	Vitus	ヴィータス BTE micro/P	HE10 680	スリムチューブα
56	Vitus	ヴィータス BTE UP	HE11 680	
57	Vitus+	ヴィータス+ BTE micro/P	HE10 680	スリムチューブα
58	Vitus+	ヴィータス+ BTE UP	HE11 680	
59	Naida B	ナイーダ B	HE11 680	
60	Sky B	スカイ B M/P	HE10 680	スリムチューブα
61	Sky B	スカイ B SP/UP	HE11 680	
62	Bolero M	ボレロ M	HE11 680	スリムチューブ 4.0
63	Naida M	ナイーダ M	HE11 680	
64	Sky M	スカイ M M/PR	HE11 680	スリムチューブ 4.0
65	Sky M	スカイ M SP	HE11 680	
66	Naida P	ナイーダ P PR	HE11 680	スリムチューブ 4.0
67	Naida P	ナイーダ P UP	HE11 680	

：枠はTarget9.1.0掲載分です。

NO.	英語表記	器種	フック	チューブ
68	Sky L	スカイ L M/PR	HE11 680	スリムチューブ 4.0
69	Sky L	スカイ L SP/UP	HE11 680	
70	Naida L	ナイーダ L PR	HE11 680	スリムチューブ 4.0
71	Naida L	ナイーダ L SP/UP	HE11 680	
72	Terra	テラ BTE M	HE11 680	スリムチューブ 4.0
73	Terra	テラ BTE SP/UP	HE11 680	
74	Terra +	テラ+ BTE M	HE11 680	スリムチューブ 4.0
75	Terra +	テラ+ BTE SP/UP	HE11 680	

❖ オープン型耳せん（オープンタイプ）

耳かけ型補聴器をオープンタイプで使用する場合、スリムチューブα（アルファ）の先端にオープン型耳せんを装着させ、もう片側を補聴器に取り付けます。耳せんが隙間なくしっかりと取り付けられているか確認します。



スリムチューブαに耳せんを装着させる

フックを取り外す

時計回りにスリムチューブαを回して取り付ける



：枠はTarget9.1.0掲載分です。

NO.	英語表記	器種	フック	チューブ
-----	------	----	-----	------

：枠はTarget9.1.0掲載分です。

NO.	英語表記	器種	フック	チューブ
1	Cros	クロス		クロス スリムチューブ
2	Cros	クロス H20	クロス (クロス-13用)	クロス スリムチューブ
3	Cros	クロス II-312/13		クロス スリムチューブ
4	Cros	クロス II-13	クロス (クロス-13用)	クロス スリムチューブ
5	Cros	クロス B-312/R/13		クロス スリムチューブ
6	Cros	クロス B-13	クロス (クロス-13用)	クロス スリムチューブ
7	Cros	クロス P-13/R		クロスチューブ 4.0
8	Cros	クロス L-R		クロスチューブ 4.0
9	Cros	クロス I-R		クロスチューブ 6.0
10	Roger	ロジャー フォーカス		スリムチューブ α
11	Roger	ロジャー フォーカス II		スリムチューブ 4.0

※ クロスチューブ4.0/5.0はストッパー S付属

※ クロススリムチューブはストッパー標準付属