



Phonak Vitus™  
(フォナックヴィータス)

聞き取りに自信を持つための鍵

# 聞き取りに 自信を持つための 鍵

## テクノロジーへの自信

フォナックは、ヒヤリングテクノロジー分野における世界的大手として、画期的であるだけに留まらず、人生をも変えるソリューションを作り上げることに心血を注いでいます。

市場に出回っている聞こえのソリューションの最も幅広いポートフォリオを提供することで、あらゆるレベルの難聴に対応し、皆さん一人ひとりにぴったりの製品を作り出します。フォナック ヴィータスとフォナック ヴィータス+という、実績を積んだテクノロジーに支えられた2つの高品質補聴器ファミリーをお選びいただけます。

フォナックが、長年の経験と革新を結集してあなたのライフスタイルにぴったりの補聴器を実現し、どこに行っても変わらぬ聞き取りの自信をお届けします。

## お好きな方をお選びいただけます

フォナックの新しいポートフォリオは、多様な聴き取り状況に確固たるパフォーマンスを提供します。ヴィータスあるいはヴィータス+をお選びいただければ、以下との組み合わせで抜群の価値を持つ補聴器が得られることをお約束します。

- 実証済みのフォナック テクノロジー
- 良質な音と聴覚パフォーマンス
- 優れた耐久性 - 耐水防塵

### フォナック ヴィータス

フォナック ヴィータスでは、軽度から重度の難聴に最適な、最新技術を備えた3つのコンパクトな耳かけ型モデルをご用意しています。フォナック独自のテクノロジーで、ヴィータスは必要とされるときに最も活躍します。


### フォナック ヴィータス+

フォナック ヴィータス+では、一連の強化機能を備えた目立たないRIC補聴器、3つの耳あな型補聴器、および3つの耳かけ型補聴器をお届けします。ヴィータス+は、雑音の多い難しい環境でも、直感的に操作できるリモコンと自動機能で簡単にお使いいただけます。

お洒落なデザインに取められ、あなたのニーズに合ったヴィータスの補聴器をお選びください。

- 耳かけ型モデル
- RIC モデル
- 耳あな型モデル

難聴の状況とファッションの好みに応じて、あなたにぴったりのヴィータスが決まります。



## 主な機能

実証済みのフォナックテクノロジーが、優れた聴覚パフォーマンスを約束します。ヴィータスおよびヴィータス+は鍵となる諸機能を備えており、聴き取りの自信を確実に持つことができます。



### 頑丈なつくりと高い信頼性

丈夫なコンポジット素材で作られたヴィータス補聴器は、毎日の音環境で高い信頼性を示します。雨、雪、熱、ほこりなどの悪条件でも高い品質基準を満たすように作られています。



### 個人のニーズに合わせてカスタマイズ

担当の聴覚専門家が、あなたのニーズに最適な補聴器になるように調整します。

## 機能比較

以下は、聴覚専門家と話し合っ、あなたに最適な補聴器を見つけていただくためのヴィータスとヴィータス+の機能比較です。

機能	特徴	ヴィータス	ヴィータス+
ホイッスルブロック	耳障りなハウリング除去	●	●
ウルトラズーム (指向性マイクロホンのオプション)	騒がしい環境での語音明瞭度	●	●
エブリデイオートマチック	騒がしい環境でのウルトラズームの自動有効化		●
サウンドリカバー	かん高い音を聴き取り可能な音に回復		●
クイックシンク	両方の補聴器のワンタッチリモコン		●
自動順応マネージャ	時間経過に伴う補聴器の自動適用で快適な調整		●
防水 IP68 <sup>1</sup>	耐水防塵	●	●
ロジャー互換 <sup>2</sup>	離れた距離や大きな騒音下でのことばの理解の向上	●	●
微調整チャンネル	個人の聞こえに合わせた柔軟な調整	4	6
カラーオプション	好みに合わせて選択	2	5

<sup>1</sup> \*IP68は、補聴器が防水かつ防塵であることを示します。水深1mの清浄水に長時間(60分)入れた後や、粉塵試験装置に8時間入れた後でも、修理が必要なダメージが発生しないことを示しています(IEC60529規格による)。

<sup>2</sup> ヴィータス+耳あな型モデルを除く

# Life is on

豊かな聞こえは人生を彩るための大切な要素です。皆様が、社会的にも精神的にも豊かに過ごすお手伝いができるよう、フォナックは最先端の聞こえのソリューションを70年以上にわたって開発し続けてきました。Life is on.

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)



028-2223-17/V1.00/2020-12/na © 2020 Sonova AG All rights reserved

**sonova**  
HEAR THE WORLD



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Switzerland

**CE**  
0459